


Handschuhe und weitere Schutzbekleidung


Infektionskontrolle in besten Händen



Hygiene



OP-Handschuhe



- Vasco® OP free**
- Steril
 - Puderfrei
 - Mikrorauhe Oberfläche
 - Latex-frei, aus Polyisopren
 - Besonders gut verträglich bei Latex-Sensibilisierung und -Allergie

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Steril, Latex-frei (Polyisopren), puderfrei			
6	40 Paar	03736150	9208305
6,5	40 Paar	03736167	9208313
7	40 Paar	03736173	9208321
7,5	40 Paar	03736196	9208330
8	40 Paar	03736204	9208348
8,5	40 Paar	03736210	9208356
9	40 Paar	06417391	9208364
entspricht EN 455 getestet nach ASTM F 1671 und D 6978, EN 374-3			



- Vasco® OP Sensitive**
- Steril
 - Puderfrei
 - Synthetische Innenbeschichtung für leichteres Anziehen
 - Besonders gute Hautverträglichkeit
 - Sehr gute Griffsicherheit u. a. durch mikrorauhe Oberfläche

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Steril, Latex, puderfrei			
6	40 Paar	04423826	6081002
6,5	40 Paar	04423832	6081010
7	40 Paar	04423849	6081029
7,5	40 Paar	04423855	6081037
8	40 Paar	04423861	6081045
8,5	40 Paar	04423878	6081053
9	40 Paar	00539555	6081060
entspricht EN 455 getestet nach ASTM F 1671 und D 6978, EN 374-3			



- Vasco® OP Protect**
- Steril
 - Leicht gepudert
 - Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
 - Hohe Griffsensitivität
 - Mikrorauhe Oberfläche

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Steril, Latex, gepudert			
6	50 Paar	01867959	6035000
6,5	50 Paar	01867965	6035019
7	50 Paar	01867971	6035027
7,5	50 Paar	01867988	6035035
8	50 Paar	01867994	6035043
8,5	50 Paar	01868002	6035051
entspricht EN 455 getestet nach ASTM F 1671			

Vasco® OP – maßgeschneiderte chirurgische Einmalhandschuhe

Die Vasco® OP Handschuhe sind der Anatomie der menschlichen Hand exakt nachempfunden. Die passgenaue ergonomische Form ermöglicht auch über einen längeren Zeitraum entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Vasco® OP Handschuhe entsprechen der DIN EN 455, wurden nach ASTM F 1671 (Virale Penetration) getestet und sind bei einem AQL von 1,0 besonders sicher. Speziell Vasco® OP Sensitive und Vasco® OP free wurden zusätzlich entsprechend EN 374-3 bzgl. verschiedener Chemikalien und deren Permeation sowie gemäß ASTM D 6978 (Widerstand gegen Zytostatika) untersucht und erfüllen damit erweiterte Qualitätsanforderungen.

Alle Vasco® OP-Handschuhe sind paarweise steril verpackt im praktischen Dispenser-Karton.



Untersuchungshandschuhe



Manufix® Sensitive

- Medizinischer Untersuchungshandschuh für hohe Ansprüche
- Unsteril, puderfrei
- In Weiß
- Synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
- Sicherer Griff durch mikrorauhe Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex, puderfrei			
XS extraklein	100	04385304	9209430
S klein	100	03444543	9209441
M mittel	100	03444536	9209468
L groß	100	03444542	9209484
XL sehr groß	90	03462936	9209499

entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III
getestet nach ASTM F 1671, EN 374
sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln

Manufix® Powdered

- Untersuchungshandschuh für höhere Ansprüche
- Unsteril, gepudert
- In Weiß
- Mikrorauhe Oberfläche
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex, gepudert			
XS extraklein	100	03440805	6090079
S klein	100	01868172	6090010
M mittel	100	01868189	6090036
L groß	100	01868195	6090052

entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III
getestet nach EN 374



Manufix® Free

- Nitril Untersuchungshandschuh
- Unsteril, puderfrei, Latex-frei
- In Blau
- Empfohlen bei Latex-Allergien
- Widerstandsfähig gegen viele Chemikalien
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex-frei (Nitril), puderfrei – in Blau			
S klein	100	00666644	9209670
M mittel	100	00666667	9209689
L groß	100	00666710	9209697
XL sehr groß	90	03180037	9209698

entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III
getestet nach ASTM F 1671 und D 6978, EN 374
sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln



Vasco® Sensitive

- Latex Untersuchungshandschuh
- Unsteril, puderfrei
- In Weiß
- Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
- Mikrorauhe Oberfläche
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex, puderfrei			
XS extraklein	100	00801042	6067500
S klein	100	00801065	6067526
M mittel	100	00801088	6067549
L groß	100	00801102	6067565
XL sehr groß	90	03462913	6067590

entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III
getestet nach ASTM F 1671, EN 374
sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln

Vasco® Powdered

- Unsteril, gepudert
- In Weiß
- Mikrorauhe Oberfläche
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex, gepudert			
S klein	100	03429146	6066526
M mittel	100	03429152	6066542
L groß	100	03429169	6066569

entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III
getestet nach EN 374

Untersuchungshandschuhe



Vasco® Nitril light

- Feiner Nitril Untersuchungshandschuh
- Unsteril, puderfrei, Latex-frei
- In lavendelfärbung
- Leichtes Handschuhdesign für exzellente Griffsensitivität
- Empfohlen bei Latex-Allergien
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex-frei (Nitril), puderfrei – in Lavendel			
XS extraklein	100	06810390	9207708
S klein	100	06810409	9207716
M mittel	100	06810415	9207724
L groß	100	06810421	9207732
XL sehr groß	90	06810438	9207740
entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III getestet nach ASTM F 1671, EN 374 sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln			



Vasco® Nitril white

- Feiner Nitril Untersuchungshandschuh
- Unsteril, puderfrei, Latex-frei
- In Weiß
- Leichtes Handschuhdesign für exzellente Griffsensitivität
- Empfohlen bei Latex-Allergien
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex-frei (Nitril), puderfrei – in Weiß			
XS extraklein	100	07789321	9207902
S klein	100	07789338	9207910
M mittel	100	07789344	9207929
L groß	100	07789367	9207937
XL sehr groß	90	07789410	9207945
entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III getestet nach ASTM F 1671, EN 374 sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln			



Vasco® Nitril long

- Verstärkte Barriere-Eigenschaften durch längere Stulpe und höhere Wandstärke
- Unsteril, puderfrei, Latex-frei
- In (Wasser-)Blau
- Handschuh-Länge 290 mm ± 10 mm
- Für Lebensmittelverarbeitung geeignet

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Unsteril, Latex-frei (Nitril), puderfrei – in Blau			
XS extraklein	100	09513669	9205900
S klein	100	09513675	9205918
M mittel	100	09513681	9205926
L groß	100	09513698	9205934
XL sehr groß	100	09513706	9205942
entspricht EN 455, EN 420, PSA 89/686 EWG – Kat. III getestet nach ASTM F 1671, EN 374 sowie auf Verträglichkeit mit B. Braun Desinfektionsmitteln			



Manyl® Untersuchungshands.

- Aus Vinyl
- Unsteril
- Puderfrei und gepudert
- DEHP-frei
- Empfohlen bei Latex-Allergie
- Gutes Tastempfinden

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Manyl® Sensitive Unsteril, Latex-frei (Vinyl), puderfrei			
XS extraklein	100	10836478	6090270
S klein	100	00128355	6090210
M mittel	100	00128361	6090230
L groß	100	00128378	6090250
XL sehr groß	90	10836490	6090290
entspr. EN 455, PSA 89/686 EWG – Kat. I getestet n. ASTM F 1671			

Achtung Namensänderung in 2015:
Manyl® heißt zukünftig
Vasco® Vinyl Sensitive
bzw. Powdered

Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
Manyl® Powdered Unsteril, Latex-frei (Vinyl), gepudert			
XS extraklein	100	10836509	6090178
S klein	100	00128384	6090117
M mittel	100	00128390	6090133
L groß	100	00128473	6090150
XL sehr groß	90	10836515	6090190
entspricht EN 455, PSA 89/686/EWG – Kat I			

Praxisbedarf



Manuplast®	Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> Aus Polyethylen Unsteril Puderfrei 	Unsteril, Latex-frei (Polyethylen), puderfrei			
	S klein	100	01868114	6075010
	L groß	100	01868120	6075053



Fingerlinge	Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> Unsteril Für Reinraumarbeiten und allgemein für Anwendungen, die nur einen Fingerschutz benötigen Puderfrei Mit Rollrand 	Unsteril, Latex, puderfrei			
	3	100	06617894	6091032
	4	100	06617902	6091040
	5	100	06617919	6091059



Fingerlinge	Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> Unsteril Allgemein für Anwendungen, die nur einen Fingerschutz benötigen Aus Polyethylen Puderfrei Mit Rollrand 	Unsteril, Latex-frei (Polyethylen), puderfrei			
	Uni	100	01868166	9160906

Wandhalter für Handschuh-Packungen



Wandhalter	Größe	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> In Edelstahl gebürstet Mit vorgebohrten Löchern für die Befestigung Version Klein passend für Vasco® Nitril light und Manyl® Version Groß für alle anderen Untersuchungshandschuh-Sorten von B. Braun 	Klein	1	09431670	9209503
	Groß	1	09431693	9209511

Weitere Schutzbekleidung



Einmal-Hauben	Typ / Farbe	VE	PZN	Art.-Nr.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gute Passform durch elastischen Vliesstoff ▪ Sofortiges Aufsaugen von Flüssigkeiten, wie z. B. Schweiß ▪ Luftdurchlässig und atmungsaktiv ▪ Praktische Entnahme durch Spenderkarton 	 Astron OP-Haube				
	Grün	100 Stück	06145225	6111500	
	 Univers OP-Haube,				
	Grün	100 Stück	06145231	6111501	
	Ehemals Univers		01932160	6111203	
	 Adretta Comfort OP-Haube,				
	Grün	100 Stück	06145248	6111502	
	Ehemals Adretta		01932177	6111300	
	 Adretta Basic OP-Haube				
	Blau	100 Stück	06145254	6111503	
Grün	100 Stück	06145260	6111504		



Einmal-Gesichtsmasken	Typ	VE	PZN	Art.-Nr.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoher Tragekomfort durch weiche Vliesstoffe aus Polypropylen ▪ Glasfaser-frei, Latex-frei ▪ Ausgezeichnete Passform durch eingearbeiteten Metallbügel ▪ Ideal auch für Brillenträger ▪ Zum Binden (Visma® tie-on) oder mit Gummiband (Visma® ear-loop) 	Visma® tie-on	50 Stück	06145283	6120601	
	Ehemals Be Em Visma® Plus	50 Stück	03033170	6120652	
	Visma® ear-loop	50 Stück	06145277	6120600	
	Ehemals Be Em Visma® G	50 Stück	03390415	6120806	
BFE (bakterielle Filterleistung) ≥ 98 %, Typ II entsprechend DIN EN 14683					



Einmal-Schürzen	Typ / Länge	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparent ▪ Aus Polyethylen ▪ Folienstärke 25 µm ▪ Unsteril 	Folitex, 130 cm	100 Stück	06145308	6387100
	Folitex, 150 cm	100 Stück	06145314	6387101
	Folitex, 170 cm	100 Stück	06145320	6387102



Schuh-Schutzbezüge	Typ	VE	PZN	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus Polyethylen, in Blau ▪ In Universalgröße 	Für Straßenschuhe	100 Stück	01932556	6150519

Benötigen Sie Unterstützung innerhalb eines Therapie-
feldes oder wünschen Sie Produkt- und Serviceinformationen?

Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

Hotline (0 56 61) 71-33 99

B. Braun Melsungen AG | OPM | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.ambulant-bbraun.de



Mehr Informationen unter
www.ambulant-bbraun.de