



SAURE BICARBONAT- HÄMODIALYSE-KONZENTRATE

MISCHUNGSVERHÄLTNIS 1+44

Zur Herstellung gebrauchsfertiger Dialyseflüssigkeiten werden die sauren Bicarbonat-Hämodialysekonzentrate mit basischem Bicarbonat-Hämodialysekonzentrat 8,4 % und geeignetem Wasser (Wasser für die Hämodialyse) von der Dialysemaschine gemischt. Das Mischungsverhältnis beträgt 1+44.

VORTEILE

- Geringeres Konzentratvolumen pro Behandlung notwendig
- 20 % weniger Gewicht für die gleiche Anzahl an Behandlungen
- 30 % mehr Behandlungen pro Liter
- Nutzung von Lagerflächen wird bis zu 30 % optimiert
- Kein zusätzlicher technischer Service notwendig in Verbindung mit dem Einsatz der Sol-Cart B®

SAURE BICARBONAT-HÄMODIALYSE-KONZENTRATE BEIM MISCHVERHÄLTNIS 1+44

Produkt- name	K ⁺ mmol/l	Na ⁺ mmol/l	Ca ⁺⁺ mmol/l	Mg ⁺⁺ mmol/l	Cl ⁻ mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l	Acetate ⁻ mmol/l	Glc. g/l	Osmol. mOsm/l	* Auftragsbezogene Fertigung					
										Art.-Nr. 4,7 l	Art.-Nr. 6 l	Art.-Nr. 10 l	Art.-Nr. 300 l	Art.-Nr. 500 l	Art.-Nr. 800 l
SW 443 A	0	139	1,5	0,5	104	36	3	1	292			7530*			
SW 802 A	1	138	1,25	0,5	107,5	32	3	1	291	8026					
SW 441 A	1	139	1,25	0,5	104,5	36	3	1	293		7971*				
SW 803 A	1	138	1,5	0,5	108	32	3	1	292	8027*					7454*
SW 444 A	1	139	1,5	0,5	105	36	3	1	294			7532*			7429*
SW 806 A	2	138	1,25	0,5	108,5	32	3	1	293	8018					
SW 445 A	2	139	1,25	0,5	105,5	36	3	1	295		7733	7534	7408*	7410*	7437*
SW 417 A	2	139	1,25	0,75	106	36	3	1	296		6807*	7936*			7436*
SW 808 A	2	138	1,5	0,5	109	32	3	1	294	8019				7456*	7455*
SW 446 A	2	139	1,5	0,5	106	36	3	1	296		7725	7535	7409*	7405*	7427*
SW 423 A	2	139	1,5	0,75	106,5	36	3	1	297		6805*	7985*	6830*	7402*	7986*
SW 219 A	2	139	1,75	0,5	106,5	36	3	1	297		7729*	7537*			
SW 425 A	2	139	1,75	0,75	107	36	3	1	298		6806*	7988*			
SW 475 A	3	138	1,25	0,5	109,5	32	3	1	295	8021*					
SW 448 A	3	139	1,25	0,5	106,5	36	3	1	297		7734	7538	7426*	7411*	7438*
SW 813 A	3	138	1,5	0,5	110	32	3	1	296	8020				7457*	
SW 449 A	3	139	1,5	0,5	107	36	3	1	298		7726*	7541	7412*	7406*	7440*
SW 450 A	3	139	1,75	0,5	107,5	36	3	1	299			7542			
SW 430 A	3	139	1,75	0,75	108	36	3	1	300		7797*				
SW 436 A	4	139	1,25	0,5	107,5	36	3	1	299		7732	368	7433*	7428*	7461*
SW 451 A	4	139	1,5	0,5	108	36	3	1	300		7727*	7543*	6835*		
SW 434 A	4	139	1,5	0,75	108,5	36	3	1	301		6808*	6828*		6832*	6833*
SW 439 A	4	139	1,75	0,5	108,5	36	3	1	301		7796*				

* Auftragsbezogene Fertigung

Zusammensetzung der gebrauchsfertigen Dialyseflüssigkeit: Ein Liter saures Konzentrat SW XXX A und 42,245 Liter Wasser für die Hämodialyse + 1,755 Liter (42.425 l + 1.575 l) Bicarbonat 8,4% liefern eine gebrauchsfertige Hämodialyse-Lösung mit elektrolytischer Konzentration wie oben erwähnt. Haltbarkeit: 36 Monate.

Packungseinheit	Kanister pro Palette	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)
4,7 l Kanister	128	251	188	145
6 l Kanister	90	285	192	145
10 l Kanister	60	310	231	190

Packungseinheit	Gesamtgewicht (kg)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)
300 l Container	432	1.500	800	600
300 l Container	436	1.440	890	605
500 l Container	728,4	1.055	1.244	839
500 l Container	722,2	1.115	1.244	844
500 l Container	718	975	1.242	837
800 l Container	1.125	1.462	1.244	840

