

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss als
Überkopfsystem

Handgelenkabschluss als
Daumenschlaufe



Folitetex® Visitor gown, Overhead, Grün

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072210
PZN	14332585
NORMENERFÜLLUNG	N/A
FARBE	Dunkelgrün
HANDGELENKABSCHLUSS	Daumenschlaufe (Thumbloop)
NACKENVERSCHLUSS	Überkopfsystem (Overhead)

MANTEL TYP	Besucherkittel
SCHUTZLEVEL	N/A
MATERIAL	PSB*
MATERIAL/GEWICHT	17 g/m ²
SCHUTZBEREICH	Front
GRÖSSE	Universal

* PSB - Spunbond Polypropylen

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss zum Binden

Folitex® Visitor gown, Tie-neck, Grün

Handgelenkabschluss als
Trikot-Bündchen (Knit)

Zum Binden



ARTIKELNUMMER	6072211
PZN	14332591
NORMENERFÜLLUNG	N/A
FARBE	Dunkelgrün
HANDGELENKABSCHLUSS	Trikot-Bündchen (Knit)
NACKENVERSCHLUSS	Binden

MANTEL TYP	Besucherkittel
SCHUTZLEVEL	N/A
MATERIAL	PSB*
MATERIAL/GEWICHT	17 g/m ²
SCHUTZBEREICH	Voll
GRÖSSE	Universal

* PSB - Spunbond Polypropylen

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss als
Überkopfsystem

Handgelenkabschluss als
Daumenschlaufe



Folitex® Vistor gown, Overhead, Blau

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072212
PZN	14332622
NORMENERFÜLLUNG	N/A
FARBE	Blau
HANDGELENKABSCHLUSS	Daumenschlaufe (Thumbloop)
NACKENVERSCHLUSS	Überkopfsystem (Overhead)

MANTEL TYP	Besucherkittel
SCHUTZLEVEL	Flüssigkeitsabweisend (Fluid Resistant)
MATERIAL	SMS*
MATERIAL/GEWICHT	17 g/m ²
SCHUTZBEREICH	Front
GRÖSSE	Universal

*SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss zum Binden

Handgelenkabschluss als
Trikot-Bündchen



Folitex® Visitor gown, Tie-neck, Gelb, 30 g

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072213
PZN	14332639
NORMENERFÜLLUNG	N/A
FARBE	Gelb
HANDGELENKABSCHLUSS	Trikot-Bündchen (Knit)
NACKENVERSCHLUSS	Binden

MANTEL TYP	Besucherkittel
SCHUTZLEVEL	Besonders flüssigkeitsabweisend (Highly Fluid resistant)
MATERIAL	PSB/PE*
MATERIAL/GEWICHT	30 g/m ²
SCHUTZBEREICH	Voll
GRÖSSE	Universal

* PSB/PE - Spunbond Propylene, Polyethylen beschichtet

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss zum Binden

Handgelenkabschluss als
Trikot-Bündchen



Folitex® Procedure gown, Tie-neck, Gelb, 40 g

nach EN 14126/ISO 22612 Cl. 3/3 getestet

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072214	MANTEL TYP	Stationsarbeitsmantel
PZN	14332645	SCHUTZLEVEL	Starke Flüssigkeitsbeständigkeit. Hergestellt aus Material, entsprechend den Anforderungen der ISO 22612 Widerstand gg. die Durchdringung durch Mikroorganismen (EN 14126)
NORMENERFÜLLUNG	ISO 22612/EN 14126	MATERIAL	PSB/PE*
FARBE	Gelb	MATERIAL/GEWICHT	40 g/m ²
HANDGELENKABSCHLUSS	Trikot-Bündchen (Knit)	SCHUTZBEREICH	Voll
NACKENVERSCHLUSS	Binden	GRÖSSE	Universal

* PSB/PE - Spunbond Propylene, Polyethylen beschichtet

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss als
Überkopfsystem

Handgelenkabschluss als
Daumenschlaufe mit Elastikband



Folitex® Visitor gown, Overhead, Gelb, 30 g

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072215
PZN	14332651
NORMENERFÜLLUNG	N/A
FARBE	Gelb
HANDGELENKABSCHLUSS	Daumenschlaufe mit Elastikband
NACKENVERSCHLUSS	Überkopfsystem (Overhead)

MANTEL TYP	Besucherkittel
SCHUTZLEVEL	Hoch flüssigkeitsabweisend (Highly Fluid Resistant)
MATERIAL	PSB/PE*
MATERIAL/GEWICHT	30 g/m ²
SCHUTZBEREICH	Voll
GRÖSSE	Universal

* PSB/PE - Spunbond Propylene, Polyethylen beschichtet

Besucher- und Schutzmäntel

TECHNISCHES DATENBLATT

Nackenverschluss als
Überkopfsystem

Handgelenkabschluss als
Daumenschlaufe mit Elastikband



Folitetex® Procedure gown, Overhead, Gelb 40 g

nach EN 14126/ISO 22612 Cl. 3/3 getestet

Zum Binden

ARTIKELNUMMER	6072216	MANTEL TYP	Stationsarbeitsmantel
PZN	14332668	SCHUTZLEVEL	Starke Flüssigkeitsbeständigkeit. Hergestellt aus Material, entsprechend den Anforderungen der ISO 22612 Widerstand gg. die Durchdringung durch Mikroorganismen (EN 14126)
NORMENERFÜLLUNG	ISO 22612/EN 14126	MATERIAL	PSB/PE*
FARBE	Gelb	MATERIAL/GEWICHT	40 g/m ²
HANDGELENKABSCHLUSS	Daumenschlaufe mit Elastikband	SCHUTZBEREICH	Voll
NACKENVERSCHLUSS	Überkopfsystem (Overhead)	GRÖSSE	Universal

* PSB/PE - Spunbond Propylene, Polyethylen beschichtet