



reddot design award
winner 2019



STERILE GOODS
MANAGEMENT



AESCULAP® SQ.line®

REINVENTANDO LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS


¿TRABAJA DE FORMA ERGONÓMICA?

Después de una jornada en el quirófano ortopédico mis músculos terminan cansados debido a las exigencias físicas de mi labor.



¡AHORA TRABAJE CON ERGONOMÍA!

Los nuevos instrumentos quirúrgicos SQ.line® me permiten trabajar de forma ergonómica, ya que me reducen los puntos de presión y la tensión articular.




¿REPROCESAMIENTOS COMPLEJOS?

Los instrumentos quirúrgicos con articulaciones no visibles, con ranuras estrechas o fabricados con diferentes materiales aumentan la complejidad de mi trabajo, es decir, el reprocesamiento.



¡YA NO MÁS!

Ahora los instrumentos quirúrgicos requieren una menor prelimpieza manual. La minuciosa limpieza de los instrumentos SQ.line® está más simplificada y es más efectiva.




¿MALA FAMA?

Las infecciones postoperatorias de las heridas contradicen la misión de nuestro hospital, es decir, garantizarle al paciente una atención de alta calidad.



¡NO, GRACIAS!

Nuestros esfuerzos para reducir las infecciones postoperatorias de las heridas pueden apoyarse en los instrumentos quirúrgicos SQ.line®. Porque lograr el bienestar y la satisfacción de nuestros pacientes es nuestro objetivo principal.



¿TRABAJA CONTRA RELOJ?

Reprocesar inadecuadamente instrumentos puede provocar demoras y un aumento de la tensión en el departamento de quirófanos.



¡PROCEDIMIENTOS RELAJADOS!

Nuestros esfuerzos para asegurar que los procedimientos quirúrgicos se realicen sin problemas pueden apoyarse en los instrumentos quirúrgicos SQ.line®.

TRABAJANDO CON ERGONOMÍA

➤ SIENTA LA EMPUÑADURA

Su diseño único proporciona un 70% más de agarre, en comparación con productos anteriores, esto debido a su forma, material, bordes y textura.

El resultado: se requiere aplicar menos fuerza para lograr un agarre seguro durante su uso.

➤ EL DISEÑO HACE LA DIFERENCIA

Los instrumentos diseñados ergonómicamente reducen los puntos de presión y la tensión articular, minimizando así el riesgo de lesiones asociadas a ellos.



Lugar donde se concentra el nivel máximo de incomodidad / mayor presión superficial

Lugar donde se concentra el nivel máximo de comodidad / menor presión superficial

Martillo AESCULAP®*



reddot design award
winner 2019



PATENTE
pendiente

AFINADO

El mecanismo de resorte de una sola pieza, supone que no habrá riesgo de que se aflojen tornillos o de que el resorte se abra accidentalmente durante su uso.

SE SIENTE CÓMODO

La pinza corta alambres necesita un 25% menos de fuerza para cortar, en comparación con productos anteriores, esto como resultado de una transmisión de energía optimizada.

TODO EN EQUILIBRIO

El peso y equilibrio del instrumento son de fácil manipulación, lo cual proporciona un manejo más suave.

FÁCIL REPROCESAMIENTO

➤ INSPECCIÓN VISUAL MÁS FÁCIL

La reducción de más del 50% de áreas difíciles de inspeccionar significa que la inspección visual es más rápida y fácil.*

➤ FÁCIL REPARACIÓN

Las mandíbulas intercambiables del instrumento amplían las posibilidades en cuanto a su reparación, lo cual puede incidir en la reducción del número de reemplazos de repuesto a adquirir y, por lo tanto, en la reducción de los costos.

➤ AHORRO DE TIEMPO

Los pasos de la prelimpieza manual pueden eliminarse con el uso de instrumentos que pueden ser lavados en su totalidad por lavadoras mecánicas, ahorrando de esta forma hasta 12 minutos en el manejo de los mismos.

➤ SEGURIDAD

En cuanto a la limpieza y desinfección, el límite de residuos proteicos se alcanza en una etapa más temprana, en comparación con los diseños de los instrumentos actuales, por lo que la probabilidad de tener que volver a reprocesarlos se reduce.





➤ 100% ACERO INOXIDABLE

Todos los instrumentos están hechos completamente de acero inoxidable. La ausencia de interfaces críticas con otros materiales los hace menos vulnerables y más fáciles de limpiar.

SOline

CONTENIDO

Martillos	10-12
Osteótomos	13-14, 23
Gubias	15-16, 19
Cinceles	17
Cinzel "Cuello de Cisne", Instrumento para la extracción de Vástagos Protésicos	18
Cinzel para la remoción de Cemento	20-21
Extractores de Cemento	22
Pinzas Gubias	24-27
Pinzas cortantes de hueso	28
Curetas	29-31
Raspadores	32-34
Palanca para luxaciones	35
Gancho para Hueso, Pinzas cortantes de hueso	36
Punzón de reducción con Tope Esférico	37
Pasador de Alambres	38
Alicates para Extraer Alambres	39
Cortadores de Alambre	40
Apisonadores Óseos	41
Separador, Valvas	42
Índice Numérico	43



- El peso mostrado se refiere al peso de la cabeza del martillo respectivo



1/2

FL046211

Disco de repuesto convexo de metal, 30mm de diám.



1/2

FL046212

Disco de repuesto convexo de plástico, 30mm de diám.



1/2

FL046213

Disco de repuesto plano de metal, 30mm de diám.



1/2

FL046214

Disco de repuesto plano de plástico, 30mm de diám.



Diam.
30 mm

FL046NR 330 g

Se suministra con:
FL046211 Disco de repuesto convexo de metal
FL046212 Disco de repuesto convexo de plástico
FL062206 Llave
235 mm, 9 1/4"



Diam.
34 mm

FL057NR 380 g

240 mm, 9 1/2"



Diam.
40 mm

FL066NR 580 g

245 mm, 9 5/8"

■ El peso mostrado se refiere al peso de la cabeza del martillo respectivo



1/2

FL062211

Disco de repuesto convexo de metal 35mm de diám.



1/2

FL062212

Disco de repuesto convexo de plástico 35mm de diám.



1/2

FL062213

Disco de repuesto plano de metal 35mm de diám.



1/2

FL062214

Disco de repuesto plano de plástico 35mm de diám.



Diam.
35 mm

1/2

WAGNER

FL062NR 530 g

Se suministra con:

FL062211 Disco de repuesto convexo de metal
FL062212 Disco de repuesto convexo de plástico
FL062206 Llave
240 mm, 9 1/2"



1/2

FL062206

Llave para cambiar los discos de repuesto de los modelos
FL046NR y FL062NR



Diam.
43 mm

1/2

FL069NR 780 g

245 mm, 9 5/8"



■ El peso mostrado se refiere al peso de la cabeza del martillo respectivo

Tabla de información

Martillo con ranura KH113NR para aplicaciones con:	
Extracción de cemento óseo	
ND079R-ND081R, ND089R.....	22
ganchos extractores de cemento óseo	
ND082R-ND084R	22



KH113NR 680 g
 Martillo con ranura
 280 mm, 11"



MB631NR 660 g
 225 mm, 8 7/8"



LEXER

Código	Ancho
FL400NR	4 mm
FL401NR	6 mm
FL402NR	8 mm
FL403NR	10 mm
FL405NR	15 mm
FL406NR	20 mm
FL407NR	25 mm
FL408NR	30 mm


240 mm, 9 1/2"



LEXER

Código	Ancho
FL820NR	4 mm
FL821NR	6 mm
FL822NR	8 mm
FL823NR	10 mm
FL825NR	15 mm
FL826NR	20 mm
FL827NR	25 mm
FL828NR	30 mm

300 mm, 11 3/4"




LEXER

Código	Ancho
FL920NR	4 mm
FL922NR	8 mm
FL925NR	15 mm
FL927NR	25 mm

400 mm, 15 3/4"

Tabla de información

Los Osteótomos
FL920NR-FL927NR se
utilizan con la barra cruzada
ND078R 21



LEXER
ND108NR
angulado
300 mm, 11 3/4"




LEXER
ND109NR
angulado
300 mm, 11 3/4"



LEXER

Código	Ancho
FL410NR	4 mm
FL411NR	6 mm
FL412NR	8 mm
FL413NR	10 mm
FL415NR	15 mm
FL416NR	20 mm
FL417NR	25 mm
FL418NR	30 mm
240 mm, 9 1/2"	



LEXER

Código	Ancho
FL830NR	4 mm
FL831NR	6 mm
FL832NR	8 mm
FL833NR	10 mm
FL835NR	15 mm
FL836NR	20 mm
FL837NR	25 mm
FL838NR	30 mm
300 mm, 11 3/4"	






Tabla de información

Las Gubias FL930NR-FL937NR
se utilizan con la barra cruzada
ND078R 21




LEXER

Código	Ancho
FL930NR	4 mm
FL932NR	8 mm
FL935NR	15 mm
FL937NR	25 mm
400 mm, 15 3/4"	




Código	Ancho
FL441NR	5 mm
FL443NR	10 mm
FL445NR	15 mm

Gubias para hueso esponjoso, curvas
240 mm, 9 1/2"




ND104NR


recto
300 mm, 11 3/4"



ND105NR

curvo
300 mm, 11 3/4"








INFORMACIÓN DE REPROCESAMIENTO
para todos los productos médicos de AESCULAP®. Usted
encuentra las instrucciones de uso correspondientes para
cada número de artículo en nuestra página web:
[HTTP://BBRAUN.INFO/REPROCESSING](http://bbraun.info/reprocessing)

sq.line®
GUBIAS

Tabla de Información


Las Gubias ND091NR-ND098NR se utilizan
con la barra cruzada ND078R 21




WAGNER

ND091NR-ND098NR

400 mm, 15 3/4"




con ángulo hacia
adelante




con ángulo
hacia atrás



recta



9 mm




ND092NR



ND093NR



ND091NR



15 mm



ND097NR



ND098NR




ND096NR

MILLIMETERS




Tabla de Información


Los Cinceles ND066NR-ND068NR se utilizan con la barra cruzada ND078R 21



ND066NR
 recto,
 acanalado
 400 mm, 15 3/4"



ND067NR
 en forma de bayoneta
 400 mm, 15 3/4"



ND068NR

curvo
400 mm, 15 3/4"

Tabla de Información		
Barra cruzada ND078R para utilizarse con los osteótomos:		
FL920NR-FL927NR	13	
con los cinces:		
FL930NR-FL937NR	16	
con las gubias:		
ND066NR-ND068NR	20, 21	
ND091NR-ND098NR	19	



ND078R

barra cruzada
110 mm, 4 1/4"






Tabla de Información	
Martillo con ranura	
KH113NR	12
para aplicaciones con los extractores de cemento ND079R-ND081R, ND089R y con los ganchos extractores de cemento óseo ND082R-ND084R, entre otras.	



Código	Diám. de la punta	Diám. del Vástago
ND079R	8 mm	6 mm
ND080R	10 mm	6 mm
ND081R	12 mm	6 mm
ND089R	14 mm	6 mm

Extractores de cemento con rosca
525 mm, 20 3/4"



Código	Ancho de la hoja	Diám. del Vástago
ND082R	6 mm	6 mm
ND083R	8 mm	6 mm
ND084R	10 mm	6 mm


Ganchos extractores de cemento
530 mm, 20 7/8"



LAMBOTTE

Código	Ancho
FL650R	4 mm
FL663R	6 mm
FL651R	8 mm
FL652R	10 mm
FL653R	13 mm
FL654R	15 mm
FL655R	18 mm
FL656R	20 mm
FL658R	25 mm
FL659R	30 mm
FL660R	40 mm
FL662R	50 mm


recto
240 mm, 9 1/2"



LAMBOTTE

Código	Ancho
FL800R	4 mm
FL813R	6 mm
FL801R	8 mm
FL802R	10 mm
FL804R	15 mm
FL806R	20 mm
FL808R	25 mm
FL809R	30 mm
FL810R	40 mm
FL812R	50 mm



recto
300 mm, 11 3/4"



LAMBOTTE


Código	Ancho
FL793R	6 mm
FL781R	8 mm
FL782R	10 mm
FL783R	15 mm
FL785R	20 mm
FL788R	25 mm
FL789R	30 mm
FL790R	40 mm

curvo
240 mm, 9 1/2"




curva
ancho de la
mandíbula:
3.8 mm

LUER
FO520NR
modelo fino
180 mm, 7"




curva
ancho de la
mandíbula:
4.6 mm

LUER
FO515NR
modelo medio
180 mm, 7"



curva
ancho de la
mandíbula:
5.5 mm

LUER
FO518NR
modelo fuerte
180 mm, 7"



curva
ancho de la
mandíbula:
3.8 mm

LUER
FO516NR
modelo fino
240 mm, 9 1/2"




curva
ancho de la
mandíbula:
4.6 mm





LUER
FO517NR
modelo medio
240 mm, 9 1/2"





curva
ancho de la
mandíbula:
5.5 mm

LUER
FO521NR
modelo fuerte
240 mm, 9 1/2"








LUER-STILLE

FO550NR


modelo extra fuerte
240 mm, 9 1/2"



LUER-STILLE

FO551NR

modelo extra fuerte
240 mm, 9 1/2"





filo angulado de
30 mm

LISTON

FO645NR

240 mm, 9 1/2"



filo angulado de
22 mm

RUSKIN-LISTON

FO641NR

180 mm, 7"

2.8 mm



FK630NR

3.6 mm




FK631NR

4.4 mm



FK632NR

5.2 mm



FK633NR

6.8 mm




FK634NR

8.5 mm




FK635NR

10 mm




FK636NR

11.5 mm




FK637NR

13 mm



FK638NR

14.5 mm



FK639NR



VOLKMANN

FK630NR-FK639NR

180 mm, 7"

2.8 mm



FK640NR

3.6 mm




FK641NR

4.4 mm



FK642NR

5.2 mm




FK643NR

6.8 mm




FK644NR

8.5 mm




FK645NR

10 mm




FK646NR

11.5 mm




FK647NR

13 mm



FK648NR

14.5 mm




FK649NR





VOLKMANN



FK640NR-FK649NR

240 mm, 9 1/2"





VOLKMANN
FK743NR-FK747NR
300 mm, 11 3/4"




VOLKMANN
FK753NR-FK757NR
400 mm, 15 3/4"






Código	Ancho
FK696NR	9 mm
FK698NR	15 mm
300 mm, 11 3/4"	




ND019NR
300 mm, 11 3/4"








FK326NR
200 mm, 7 7/8"




FK323NR
200 mm, 7 7/8"





FK324NR
200 mm, 7 7/8"




FK325NR
200 mm, 7 7/8"






WAGNER
FK423NR
400 mm, 15 3/4"





WAGNER
FK425NR
400 mm, 15 3/4"



ND007NR


para luxaciones de la cabeza
femoral
300 mm, 11 3/4"





BT220NR

Gancho para huesos con mango de T
240 mm, 9 1/2"



ND005NR


Perforador con mango en T para la extracción de la
cabeza femoral
260 mm, 10 1/4"






FO102NR
200 mm, 7 7/8"




FO103NR
240 mm, 9 1/2"







KY207NR
230 mm, 9"



pequeño y curvo para
alambres de 1.2 mm
de diám.




KY208NR
240 mm, 9 1/2"


grande y curvo para
alambres de 1.5 mm
de diám.




LX181NR
Alicates redondos
180 mm, 7"




LX182NR
Alicates de extracción
180 mm, 7"



LX183NR
Alicates de extracción
180 mm, 7"



LX184NR
Alicates de extracción
160 mm, 6 1/4"




- Filos con endurecimiento especial



LX159NR

para alambres duros, con diámetro máximo hasta 1.5mm
180 mm, 7"

- Filos con endurecimiento especial



LX157NR

para alambres duros, con diámetro máximo hasta 2.0mm
240 mm, 9 1/2"



INFORMACIÓN DE REPROCESAMIENTO
para todos los productos médicos de AESCULAP®. Usted
encuentra las instrucciones de uso correspondientes para
cada número de artículo en nuestra página web:
[HTTP://BBRAUN.INFO/REPROCESSING](http://bbraun.info/reprocessing)


sq.line®

APISONADORES ÓSEOS




FL083NR

Diam. 5 mm



FL084NR

Diam. 8 mm



FL086NR

Diam. 14 mm



FL083NR-FL086NR

punta redonda con dentado en cruz
300 mm, 11 3/4"



ND584NR-ND588NR

punta rectangular con dentado en cruz
300 mm, 11 3/4"




ND584NR

9 x 3.5 mm



ND585NR

10 x 6 mm



ND586NR

17 x 7 mm



ND588NR

10 x 10 mm

ND584NR-ND586NR, ND588NR

recto




ND587NR

10 x 6 mm

ND587NR

curvo






CHARNLEY

MB191R


El set consta de las siguientes partes:
MG697R Arco, 300 x 240 mm
MG081R Pesa de 1.740 g, con cadena
MB156R Valva pequeña 60 mm, 37 x 25 mm
MB157R Valva grande, 174 mm, 42 x 25 mm



CHARNLEY

Código	Prof. x Anch.	Long. de valva
MG699R	25 x 25 mm	60 mm
MB156R	37 x 25 mm	60 mm
MG698R	51 x 25 mm	60 mm
MG565R	57 x 25 mm	60 mm
MG566R	64 x 25 mm	60 mm
MB177R	76 x 25 mm	60 mm
MG567R	102 x 25 mm	60 mm
MG700R	114 x 25 mm	60 mm
MB192R	127 x 25 mm	60 mm

Valvas pequeñas



CHARNLEY

Código	Prof. x Anch.	Long. de valva
MG701R	25 x 25 mm	174 mm
MB157R	42 x 25 mm	174 mm
MG702R	51 x 25 mm	198 mm
MG568R	57 x 25 mm	192 mm
MG569R	65 x 25 mm	183 mm
MB178R	76 x 25 mm	174 mm
MG703R	102 x 25 mm	174 mm
MG570R	114 x 25 mm	174 mm
MB193R	127 x 25 mm	174 mm

Valvas grandes

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
BT220NR.....	36	FL083NR.....	41	FL825NR.....	13	MB631NR.....	12
FK316NR.....	32	FL084NR.....	41	FL826NR.....	13	MG081R.....	42
FK317NR.....	32	FL086NR.....	41	FL827NR.....	13	MG565R.....	42
FK318NR.....	32	FL400NR.....	13	FL828NR.....	13	MG566R.....	42
FK319NR.....	32	FL401NR.....	13	FL830NR.....	15	MG567R.....	42
FK321NR.....	32	FL402NR.....	13	FL831NR.....	15	MG568R.....	42
FK323NR.....	33	FL403NR.....	13	FL832NR.....	15	MG569R.....	42
FK324NR.....	33	FL405NR.....	13	FL833NR.....	15	MG570R.....	42
FK325NR.....	33	FL406NR.....	13	FL835NR.....	15	MG697R.....	42
FK326NR.....	33	FL407NR.....	13	FL836NR.....	15	MG698R.....	42
FK423NR.....	34	FL408NR.....	13	FL837NR.....	15	MG699R.....	42
FK425NR.....	34	FL410NR.....	15	FL838NR.....	15	MG700R.....	42
FK630NR.....	29	FL411NR.....	15	FL920NR.....	13	MG701R.....	42
FK631NR.....	29	FL412NR.....	15	FL922NR.....	13	MG702R.....	42
FK632NR.....	29	FL413NR.....	15	FL925NR.....	13	MG703R.....	42
FK633NR.....	29	FL415NR.....	15	FL927NR.....	13		
FK634NR.....	29	FL416NR.....	15	FL930NR.....	16		
FK635NR.....	29	FL417NR.....	15	FL932NR.....	16	ND005NR.....	36
FK636NR.....	29	FL418NR.....	15	FL935NR.....	16	ND007NR.....	35
FK637NR.....	29	FL441NR.....	16	FL937NR.....	16	ND019NR.....	31
FK638NR.....	29	FL443NR.....	16			ND066NR.....	20
FK639NR.....	29	FL445NR.....	16	FO102NR.....	37	ND067NR.....	20
FK640NR.....	29	FL650R.....	23	FO103NR.....	37	ND068NR.....	21
FK641NR.....	29	FL651R.....	23	FO515NR.....	24	ND078R.....	21
FK642NR.....	29	FL652R.....	23	FO516NR.....	25	ND079R.....	22
FK643NR.....	29	FL653R.....	23	FO517NR.....	25	ND080R.....	22
FK644NR.....	29	FL654R.....	23	FO518NR.....	24	ND081R.....	22
FK645NR.....	29	FL655R.....	23	FO520NR.....	24	ND082R.....	22
FK646NR.....	29	FL656R.....	23	FO521NR.....	25	ND083R.....	22
FK647NR.....	29	FL658R.....	23	FO530NR.....	26	ND084R.....	22
FK648NR.....	29	FL659R.....	23	FO532NR.....	26	ND089R.....	22
FK649NR.....	29	FL660R.....	23	FO534NR.....	26	ND091NR.....	19
FK696NR.....	31	FL662R.....	23	FO550NR.....	27	ND092NR.....	19
FK698NR.....	31	FL663R.....	23	FO551NR.....	27	ND093NR.....	19
FK743NR.....	30	FL781R.....	23	FO641NR.....	28	ND096NR.....	19
FK745NR.....	30	FL782R.....	23	FO645NR.....	28	ND097NR.....	19
FK747NR.....	30	FL783R.....	23			ND098NR.....	19
FK753NR.....	30	FL785R.....	23	KH113NR.....	12	ND104NR.....	17
FK755NR.....	30	FL788R.....	23			ND105NR.....	17
FK757NR.....	30	FL789R.....	23	KY207NR.....	38	ND108NR.....	14
		FL790R.....	23	KY208NR.....	38	ND109NR.....	14
		FL793R.....	23			ND118NR.....	18
FL046NR.....	10	FL800R.....	23	LX157NR.....	40	ND376NR.....	18
FL046211.....	10	FL801R.....	23	LX159NR.....	40	ND584NR.....	41
FL046212.....	10	FL802R.....	23	LX181NR.....	39	ND585NR.....	41
FL046213.....	10	FL804R.....	23	LX182NR.....	39	ND586NR.....	41
FL046214.....	10	FL806R.....	23	LX183NR.....	39	ND587NR.....	41
FL057NR.....	10	FL808R.....	23	LX184NR.....	39	ND588NR.....	41
FL062NR.....	11	FL809R.....	23				
FL062206.....	11	FL810R.....	23	MB156R.....	42		
FL062211.....	11	FL812R.....	23	MB157R.....	42		
FL062212.....	11	FL813R.....	23	MB177R.....	42		
FL062213.....	11	FL820NR.....	13	MB178R.....	42		
FL062214.....	11	FL821NR.....	13	MB191R.....	42		
FL066NR.....	10	FL822NR.....	13	MB192R.....	42		
FL069NR.....	11	FL823NR.....	13	MB193R.....	42		

AESCULAP® – una marca de B. Braun

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Alemania
Teléfono +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-2600 | www.aesculap.com

La principal marca de producto "AESCULAP" y la marca de producto "SQ.line" son marcas registradas de Aesculap AG. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Todos los derechos reservados. Este folleto sólo puede ser utilizado con el fin exclusivo de obtener información sobre nuestros productos. No se permite la reproducción en cualquier forma parcial o de otra manera.