



ALLGEMEINCHIRURGIE


# HISTOACRYL® SET OFFEN

ZUR NERVENSCHONENDEN NETZFIXATION –  
IN DER OFFENEN HERNIENCHIRURGIE

# HISTOACRYL® SET OFFEN

ZUR NERVENSCHONENDEN NETZFIXATION – IN DER OFFENEN HERNIENCHIRURGIE

EINFACH, SCHNELL, KOSTENEFFIZIENT



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt
<b>Histoacryl® Set</b> <i>für die offene Hernienchirurgie</i>	1051007	1 Histoacryl® Ampulle à 0,5 ml 1 Applikator – offen

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Größe	Porengröße	Flächengewicht
<b>Optilene® Mesh LP</b> <i>Extra leicht &amp; großporig</i>	1064715	7,5 x 15 cm	1 mm	36 g/m <sup>2</sup>
	1064725	10 x 15 cm		
<b>Optilene® Mesh</b> <i>Gewichtsreduziert &amp; großporig</i>	1065030	7,5 x 15 cm	1,5 mm	60 g/m <sup>2</sup>
	1065040	10 x 15 cm		
<b>Optilene® Mesh Elastic</b> <i>Leicht &amp; großporig</i>	1064930	7,5 x 15 cm	2,4 x 3,6 mm	48 g/m <sup>2</sup>
	1064920	10 x 15 cm		

## AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Die Produktmarke „Histoacryl“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG.  
Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Optilene“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.  
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.