

Aesculap Mikroinstrumente

SENSATION – für feines und präzises Operieren



Neurosurgery


Aesculap Neurosurgery

SENSATION Mikroinstrumente

SENSATION


Sensationell feine Spitzen für die Top-Spezialisten

Die SENSATION Mikroinstrumente von Aesculap besitzen sensationell feine Instrumentenspitzen für absolut präzises Operieren.




30% feinere
Instrumentenspitzen
verglichen mit
herkömmlichen
Mikroinstrumenten

Herkömmliche
Mikroschere




Piktogramm mit
Instrumententyp



Abgewinkelte Bajonettform
für verbesserte Sicht und ein-
fachere Handhabung. Die Hand
des Chirurgen wird weiter aus dem
Mikroskopsichtfeld gebracht.



NOIR® Scheren




Scheren



Fasszangen



Pinzetten



Nadelhalter

Farbkodierung
Farbkodierte Profilgriffe zur
einfachen Identifizierung des
Instrumententyps


Aesculap Neurosurgery

SENSATION Mikroinstrumente


NOIR®

No Irritating Reflections

Die bewährte Aesculap NOIR® Beschichtung verhindert wirkungsvoll störende Lichtreflexionen und sorgt für eine höhere Verschleißbeständigkeit im täglichen Klinikeinsatz.




Gezahnte Scherenblätter verhindern das Herausgleiten des Gewebes während des Schneidens.



ROTER farbkodierter Profilgriff für NOIR® Scheren

Scheren



NOIR® Scheren,
aufgebogen



1/1



1/2

Maulteile

spitz/spitz

Arbeitslänge

Gesamtlänge

FM146B

60 mm 2 1/3"

185 mm 7 1/3"

FM147B

70 mm 2 3/4"

195 mm 7 3/4"

FM148B

90 mm 3 1/2"

215 mm 8 1/2"

FM149B

120 mm 4 3/4"

245 mm 9 3/4"




Aesculap Neurosurgery

SENSATION Mikroinstrumente

SILBER

SENSATION Scheren



gerade


aufgebogen

abgebogen

45° abgewinkelt
mit Knopf

45° abgewinkelt

125° abgewinkelt




BLAUER
farbkodierter
Profilgriff für silber-
farbene Scheren

Scheren



Scheren,
abgebogen

Scheren,
abgewinkelt



Maulteile

spitz/spitz

FM163R

stumpf/stumpf

FM164R

FM167R

FM168R

FM169R

Arbeitslänge

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"

90 mm 3 1/2"


Gesamtlänge

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"

220 mm 8 1/2"





Aesculap Neurosurgery

SENSATION Mikroinstrumente

SILBER

SENSATION Scheren



  	Maulteile				
	spitz/spitz	FM120R	FM122R	FM124R	FM159R
	spitz/stumpf	FM130R	FM132R	FM134R	-
	stumpf/stumpf	FM140R	FM142R	FM144R	FM160R
	Arbeitslänge	70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"	135 mm 5 1/3"
	Gesamtlänge	195 mm 7 3/4"	220 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"	265 mm 10 1/2"

Scheren



Scheren,
aufgebogen




1/1



1/2



1/2



1/2



1/2

e x t r a
l a n g
135 mm 5 1/3"



Maulteile

spitz/spitz

FM121R

FM123R

FM125R

FM161R



spitz/stumpf

FM131R

FM133R

FM135R

-



stumpf/stumpf

FM141R

FM143R

FM145R

FM162R

Arbeitslänge

70 mm 2 3/4"

90 mm 3 1/2"

120 mm 4 3/4"

135 mm 5 1/3"

Gesamtlänge

195 mm 7 3/4"

220 mm 8 1/2"

245 mm 9 3/4"


265 mm 10 1/2"

Aesculap Neurosurgery


SENSATION Mikroinstrumente

SILBER


SENSATION Fasszangen



Fasszange mit Zahnung für
sicheres Fassen und Halten
von Gewebe.
Ideal beim leichten Anheben
von feinen Strukturen.





Gezahnter Tumorröf-
fel für schnelles und
sicheres Abtragen von
Tumorgewebe



GELBER farbkodierter
Profilgriff für
Fasszangen

Fasszangen mit Zahnung und Tumorfasszangen




Maulteile				
 1 x 2 Zähne	Pinzette mit Zahnung	FM174R		
 2,5 mm	Tumorfasszange	-	FM176R	FM178R
 3,5 mm	Tumorfasszange	-	FM177R	FM179R
Arbeitslänge		90 mm 3 1/2"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"
Gesamtlänge		210 mm 8"	210 mm 8"	245 mm 9 3/4"

Aesculap Neurosurgery


SENSATION Mikroinstrumente

SILBER

SENSATION Pinzetten



Greifen von
feinen Strukturen




Der Führungs-Stift verhindert
ein Überkreuzen der Spitzen.



SCHWARZER
farbkodierter Profil-
griff für Pinzetten

Pinzetten




Maulteile				
	0,5 mm	FM150R	FM153R	FM156R
	0,9 mm	FM151R	FM154R	FM157R
Arbeitslänge		70 mm 2 3/4"	90 mm 3 1/2"	120 mm 4 3/4"
Gesamtlänge		195 mm 7 3/4"	215 mm 8 1/2"	245 mm 9 3/4"

Aesculap Neurosurgery

SENSATION Mikroinstrumente

SILBER

SENSATION Nadelhalter



Gebogene und feine
Nadelhalterspitze.
Für Nadeln der Größe
7/0 und kleiner.

GRÜNER
farbkodierter Profil-
griff für Nadelhalter

Nadelhalter

Aufbewahrung





Für die Aufbewahrung der SENSATION Mikroinstrumente empfehlen wir den Siebkorb FM665R. In diesem können bis zu 14 Instrumente sicher für die Wiederaufbereitung gelagert werden.

JK701P

3/4 Container (Grundausrüstung)
passend für FM665R (ohne Abbildung)

FM665R

Siebkorb mit Instrumentenhalterung
und Deckel für die Lagerung der
SENSATION Mikroinstrumente
(ohne Instrumente)



Maulteile

0,5 mm

Arbeitslänge

Gesamtlänge

FM170R

70 mm 2 3/4"

198 mm 7 3/4"

FM173R

90 mm 3 1/2"

217 mm 8 1/2"

FM175R

120 mm 4 3/4"

247 mm 9 3/4"

