



# AESCULAP® PRIME*Line*® PRO

EL SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE AESCULAP®

# EL SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE AESCULAP®



El INSTRUMENTAL correcto

en el MOMENTO oportuno

en ESTADO estéril

en el LUGAR DE USO

con unos COSTES OPERATIVOS mínimos

en un SISTEMA DE ENVASADO eficaz



Organización rápida,  
segura y eficiente

## EL SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE AESCULAP®

- Sistema antigérmicos integrado, hecho de PTFE diseñado para 5.000 esterilizaciones. No hace falta cambiar el filtro, lo que ahorra tiempo y costes
- Tapa sólida y resistente hecha de aluminio, eficaz y duradera
- Resultados de limpieza excelentes
- Buenas propiedades de secado
- Disponibles en cinco colores (rojo, azul, verde, dorado, plateado) que facilitan la organización





Código	Tamaño/Color	Dimensiones en mm (largo x ancho x alto)
JP101	1/1 Tapa roja	593 x 294 x 37
JP102	1/1 Tapa azul	593 x 294 x 37
JP103	1/1 Tapa verde	593 x 294 x 37
JP104	1/1 Tapa dorada	593 x 294 x 37
JP105	1/1 Tapa plateada	593 x 294 x 37
JP111	3/4 Tapa roja	468 x 294 x 37
JP112	3/4 Tapa azul	468 x 294 x 37
JP113	3/4 Tapa verde	468 x 294 x 37
JP114	3/4 Tapa dorada	468 x 294 x 37
JP115	3/4 Tapa plateada	468 x 294 x 37
JP121	1/2 Tapa roja	303 x 294 x 37
JP122	1/2 Tapa azul	303 x 294 x 37
JP123	1/2 Tapa verde	303 x 294 x 37
JP124	1/2 Tapa dorada	303 x 294 x 37
JP125	1/2 Tapa plateada	303 x 294 x 37
JP131	1/2 Tapa para JK339, roja	303 x 294 x 37
JP132	1/2 Tapa para JK339, azul	303 x 294 x 37
JP133	1/2 Tapa para JK339, verde	303 x 294 x 37
JP134	1/2 Tapa para JK339, dorada	303 x 294 x 37
JP135	1/2 Tapa para JK339, plateada	303 x 294 x 37

Compatible con todos los fondos de contenedor (1/1, 1/2, 3/4) desde 1988  
 En nuestro catálogo C40404, encontrará los accesorios y el material fungible



Organización rápida,  
segura y eficiente

**EL SISTEMA DE  
CONTENEDORES  
PARA ESTERILIZACIÓN  
DE AESCULAP®**

B. Braun Surgical SA | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spain  
Phone +34 93 5 86 62 00 | Fax +34 93 6 99 73 03 | [www.bbraun.es](http://www.bbraun.es)

## AESCULAP<sup>®</sup> – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany  
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-2600 | [www.aesculap.com](http://www.aesculap.com)

Aesculap y PrimeLine son marcas registradas de Aesculap AG.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos. Este folleto sólo se puede utilizar para obtener información sobre nuestros productos. Su reproducción, ya sea total o parcial, queda prohibida.