

BBD-AESCU LAP[®]

Safil[®] Mesh – Safil[®] Mesh bag

Zur temporären Wund- und Organunterstützung




stark – synthetisch – resorbierbar

Safil® Mesh

Zur temporären Wund- und Organunterstützung

Das poröse Safil® Mesh zur Verstärkung von Wanddefekten im abdominalen und thorakalen Bereich.



Safil® Mesh:
Porengröße Ø 0,75 mm

feinmaschig

geringe Gewebereaktion

Resorption nach 60 – 90 Tagen

poröse Netzstruktur

sehr elastisch
und anpassungsfähig

geringeres Risiko späterer
Sekundärinfektionen

zuverlässige temporäre
Gewebeunterstützung

verhindert Flüssigkeits-
ansammlungen

unterstützt das Einwachsen
von Gewebe

Safil® Mesh bag

Organunterstützung und Haemostase

temporäre unterstützung

geringe Gewebereaktion

Resorption nach 60 – 90 Tagen


poröse Netzstruktur

sehr elastisch
und anpassungsfähig

geringeres Risiko späterer
Sekundärinfektionen



Safil® Mesh bag zur Blutstillung und Kompression
verletzter parenchymatöser Organe.




grobmaschig

zuverlässige temporäre
Gewebeunterstützung

verhindert Flüssigkeits-
ansammlungen

unterstützt das Einwachsen
von Gewebe

geringe Fremdkörper-
reaktionen



Safil® Netztasche:
Porengröße Ø 1,4 mm

Safil® Mesh – Safil® Mesh bag

Produktprogramm

	Safil® Mesh	Safil® Mesh bag
Material	Polyglycolsäure	Polyglycolsäure
Konstruktion	gestrickt	gestrickt
Reißkraft	18 Tage nach Implantation 50 %	20 Tage nach Implantation 50 %
Resorption	60 – 90 Tage	60 – 90 Tage
Indikationen	temporäre Wund- und Organ- unterstützung im Abdominal- und Thorakalbereich	Organunterstützung und Haemostase für Niere und Milz
Sterilisation	Ethylenoxid	Ethylenoxid

Beschreibung	Abmessungen	Packungsinhalt	Artikelnummer
Safil® Mesh	18 x 28 cm	1 Stück	1065503
Safil® Mesh	15 x 25 cm	1 Stück	1065504
Safil® Mesh	8 x 12 cm	3 Stück	1065508
Safil® Mesh	5 x 6 cm	3 Stück	1065505
Safil® Mesh	2 x 8 cm	3 Stück	1065502
Safil® Mesh bag - Milz	26 x 30 cm	1 Stück	1065506
Safil® Mesh bag - Niere	8 x 15 cm	1 Stück	1065507



BBD-AESCULAP®

Vertrieb durch:

Österreich

B. Braun Austria GmbH

Otto Braun-Straße 3-5
A-2344 Maria Enzersdorf
Telefon +43 2236 46541-141
Fax +43 2236 28097

www.bbraun.com
www.aesculap.at

Schweiz

**B. Braun Medical AG
Aesculap**

Rüeggisingerstrasse 29
CH-6020 Emmenbrücke
Telefon +41 (0)41 269 01 11
Fax +41 (0)41 269 03 33

www.bbraun.ch

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

BBD Aesculap GmbH

Postfach 31
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49 7461 9115-5
Fax +49 7461 9115-658

www.bbraun.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.