

# Aesculap® Sicherheitsskalpell

Sicher scharf



Aesculap Chirurgische Instrumente



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Aesculap® Sicherheitsskalpell

Zertifiziert nach TRBA250

CE<sub>0123</sub>



# EINMAL IST EINMAL ZUVIEL!

Aufgrund von Stich- und Schnittverletzungen mit kontaminierten Instrumenten infizieren sich statistisch gesehen in Deutschland:

- 400 Klinikmitarbeiter mit Hepatitis B\*
- 75 Mitarbeiter mit Hepatitis C\*
- 1 Mitarbeiter mit HIV\*

\*Quelle: [www.nadelstichverletzung.de](http://www.nadelstichverletzung.de)

Die Gefahr von Schnitt- und Stichverletzungen wird häufig unterschätzt. Mit diesen Verletzungen sind regelmäßig Infektionsrisiken für Ärzte und Pflegekräfte verbunden.



**Aesculap®** Sicherheitskalpell

# Aesculap® Sicherheitsskalpell

Zertifiziert nach TRBA250

CE<sub>0123</sub>




- Konstruiert nach den Anforderungen der TRBA 250
- Verhindert Infektionsübertragungen während der OP in Folge von Schnitt- und Stichverletzungen beim Anreichen, Abnehmen und Entsorgen
- Sachgemäße Verriegelung in der Entsorgungsposition



Transparenter Klingenschutz:  
- Klingenfigur ist sichtbar  
- Position der Klinge jederzeit erkennbar



# SICHER SCHARF



# Aesculap® Sicherheitsskalpell


Zertifiziert nach TRBA250

CE<sub>0123</sub>

Erfüllen Sie die Anforderungen der TRBA 250 durch die Verwendung des Aesculap Sicherheitsskalpells



- § Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit anderem Zubehör.
- § Seine Aktivierung muss mit einer Hand erfolgen können.
- § Seine Aktivierung muss sofort nach Gebrauch möglich sein.
- 🕒 Der Mechanismus wird automatisch durch das Zurückschieben der Klinge sofort nach Gebrauch, mit einer Hand aktiviert.



- § Der Sicherheitsmechanismus schließt einen erneuten Gebrauch aus.
- 🕒 Die Klinge wird in der Entsorgungsposition verriegelt.
- § Das Sicherheitsprodukt muss einfach und anwendungsorientiert zu benutzen sein
- 🕒 Identische Handhabung bei der Operation im Vergleich zu Standardeinmalskalpellen.



- § Der Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal (fühlbar, sichtbar oder hörbar) gekennzeichnet sein.
- 🕒 Die Aktivierung der Sicherheitsverriegelung ist mit einem „Klicken“ gekennzeichnet und sofort nach der Aktivierung sichtbar und fühlbar.

„klick“ fühlbar

BA810SU-BA836SU Bestelleinheit PAK = Packung à 10 Stück



1/1

**BA810SU**

Fig. 10



1/1

**BA811SU**

Fig. 11



1/1

**BA812SU**

Fig. 12



1/1

**BA813SU**

Fig. 13



1/1

**BA815SU**

Fig. 15



1/1

**BA815-1SU**

Fig. 15-1



1/1

**BA815-CSU**

Fig. 15-C



1/1

**BA818SU**

Fig. 18



1/1

**BA819SU**

Fig. 19



1/1

**BA820SU**

Fig. 20



1/1

**BA821SU**

Fig. 21



1/1

**BA822SU**

Fig. 22



1/1

**BA823SU**

Fig. 23



1/1

**BA824SU**

Fig. 24



1/1

**BA825SU**

Fig. 25



1/1

**BA836SU**

Fig. 36

# EINMAL IST EINMAL ZUVIEL!



## Helmpflicht

§ 21a Absatz 2 StVO: „...die Führer von Kraftfahrzeugen und ihre Beifahrer müssen während der Fahrt amtlich genehmigte Schutzhelme tragen“.

## Anschnallpflicht

§ 21a Absatz 1 StVO: „Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein“.

## Sicherheitspflicht

TRBA 250 4.2.5. „Beim Umgang mit benutzten medizinischen Instrumenten und Geräten sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verletzungs- und Infektionsgefahr der Beschäftigten minimieren.“

Biostoffverordnung §9 (3) 1. „... Arbeitsmittel so zu gestalten oder auszuwählen, dass ... die Gefahr durch Stich- und Schnittverletzungen verhindert oder minimiert werden...“

#### Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

#### Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke 'Aesculap' ist eine eingetragene Marke der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Prospekt Nr. C27601

00715/1.0/3