

Aesculap® Titanium Ligating Clips and Appliers



Aesculap Endoscopic Technology

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips
Titan Ligaturclips





The Aesculap clip applicators offer the following advantages:

- Narrow, delicate instrument tips provide an outstanding overview
- The clip applicators offer a high stability and a strong clip hold
- Product variety – a suitable instrument for every indication
 - 150 mm, 203 mm and 280 mm instrument lengths
 - 25°, 65° and 90° jaw angulation
- Colour coding for easy identification of suitable clip applicators and cartridges

Die Aesculap Clipanlegezangen bieten die folgenden Vorteile:

- Schmale und feine Instrumentenspitzen bieten eine hervorragende Übersicht
- Die Clipanlegezangen bieten eine hohe Stabilität und festen Cliphalt
- Produktvielfalt – Für jede Indikation das passende Instrument
 - Instrumentenlängen 150 mm, 203 mm, 280 mm
 - Maulabwinkelungen 25°, 65° und 90°
- Farbcodierung zur leichten Identifikation der passenden Clipgröße und Clipanlegezange

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips
Titan Ligaturclips

Special inner clip profiling
Rautenförmige Clip-Profilierung



Closing behaviour of the clips
Schließverhalten des Clips



FB270R
Clip tray to fix clip cartridges
Cliptray zum Aufkleben der Clipmagazine

The clip appliers in conjunction with the proven Aesculap Titanium Ligating Clips, a reliable combination!

- Special inner clip profiling provides a substantially enlarged contact surface
- The special closing behaviour of the clip prevents undesirable tissue slippage
- Special soft load clip cartridge for easy clip release
- Indentations on the cartridge sides for comfortable handling
- Adhesive surface on the cartridge for a strong hold in every position

Die Clipanlegezangen in Verbindung mit den bewährten Aesculap Titan-Ligatur-Clips, eine zuverlässige Kombination!


- Rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet eine deutlich vergrößerte Kontaktfläche
- Spezielles Schließverhalten verhindert ungewolltes Herausrutschen von Gewebe aus dem Clip
- Spezielle Soft-Load-Clipmagazine für einfache Clipentnahme
- Seitliche Griffmulden am Magazin für komfortables Halten
- Klebefläche am Magazin für einen stabilen Halt an jeder Stelle



C62311 Challenger Ti-P
The reusable multifire clip system
Der resterilisierbare Clip-Applikator mit Multifire-Funktion

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips and Appliers
Titan Ligaturclips und Anlegezangen



PL565T
PL566T Cardiopack
Titanium ligating clip
small (yellow)
Titan-Ligatur-Clip
small (gelb)



FB222R
25°
Clip Applier small (yellow), 150 mm
Clipanlegezange small (gelb), 150 mm

small




Clip Applier small (yellow), 203 mm
Clipanlegezange small (gelb), 203 mm



Clip Applier small (yellow), 280 mm
Clipanlegezange small (gelb), 280 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips and Appliers
Titan Ligaturclips und Anlegezangen



PL567T
Titanium ligating clip
medium (blue)
Titan-Ligatur-Clip
medium (blau)



Clip Applier medium (blue), 150 mm
Clipanlegezange medium (blau), 150 mm



Clip Applier medium (blue), 203 mm
Clipanlegezange medium (blau), 203 mm

medium




Clip Applier medium (blue), 280 mm
Clipanlegezange medium (blau), 280 mm



FB236R
25°

FB239R
65°


- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° rotatable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy identification
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur präzisen Clipapplikation
- Farbcodierung für leichte Identifikation der passenden Clipgröße



PL504R
Endoscopic Clip Applier, medium,
diam. 10 mm, length 330 mm
Endoskopische Clipanlegezange, medium,
Ø 10 mm, Länge 330 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips and Appliers
Titan Ligaturclips und Anlegezangen



PL568T

Titanium ligating clip
medium-large (green)
Titan-Ligatur-Clip
medium-large (grün)



Clip Applier medium-large (green), 203 mm
Clipanlegezange medium-large (grün), 203 mm

medium-large



Clip Applier medium-large (green), 280 mm
Clipanlegezange medium-large (grün), 280 mm



FB242R
25°




FB245R
65°



FB255R
90°


- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° rotatable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy identification
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur präzisen Clipapplikation
- Farbcodierung für leichte Identifikation der passenden Clipgröße



PL503R
Endoscopic Clip Applier, medium-large,
diam. 10 mm, length 330 mm
Endoskopische Clipanlegezange,
medium-large, Ø 10 mm, Länge 330 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titanium Ligating Clips and Appliers
Titan Ligaturclips und Anlegezangen



PL561T

Titanium ligating clip
large (orange)
Titan-Ligatur-Clip
large (orange)



Clip Applier large (orange), 203 mm
Clipanlegezange large (orange), 203 mm

large



Clip Applier large (orange), 280 mm
Clipanlegezange large (orange), 280 mm



FB248R
25°




FB251R
65°



FB253R
90°


- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° rotatable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy identification
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur präzisen Clipapplikation
- Farbcodierung für leichte Identifikation der passenden Clipgröße



PL528R
Endoscopic Clip Applier, large,
diam. 12 mm, length 330 mm
Endoskopische Clipanlegezange, large,
Ø 12 mm, Länge 330 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers


Order information
Bestellinformation



	small	medium	medium-large	large
Titanium Ligating Clips Titan Ligatureclips	PL565T Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeneinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	PL567T Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeneinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	PL568T Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeneinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips	PL561T Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeneinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips
	PL566T Cardiopack Available in packs of 8 cartridges à 24 Clips = 192 Clips Mengeneinheit: PA = 8 Magazine à 24 Clips = 192 Clips			
Appliers for Open Surgery Anlegezangen für die offene Chirurgie	FB222R 150 mm, 25°	FB234R 150 mm, 25°	FB240R 203 mm, 25°	FB246R 203 mm, 25°
	FB223R 203 mm, 25°	FB235R 203 mm, 25°	FB243R 203 mm, 65°	FB249R 203 mm, 65°
	FB226R 203 mm, 65°	FB238R 203 mm, 65°	FB254R 203 mm, 90°	FB252R 203 mm, 90°
	FB224R 280 mm, 25°	FB236R 280 mm, 25°	FB242R 280 mm, 25°	FB248R 280 mm, 25°
	FB227R 280 mm, 65°	FB239R 280 mm, 65°	FB245R 280 mm, 65°	FB251R 280 mm, 65°
			FB255R 280 mm, 90°	FB253R 280 mm, 90°
Appliers for Minimal Invasive Surgery Anlegezangen für die minimalinvasive Chirurgie		PL504R 330 mm Ø/diam. 10 mm	PL503R 330 mm Ø/diam. 10 mm	PL528R 330 mm Ø/diam. 12 mm



...just a click away!



The main product trademark 'Aesculap' and the product trademark 'Challenger Ti' are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 074 61 95-0 | Fax +49 074 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

Brochure No. C46811

0713/1.0/12