

# Aesculap<sup>®</sup> Solución de Trócares

Sistemas Reutilizables e Híbridos



Aesculap Endoscopic Technology

# Aesculap® Solución de Trócares



## - Solución Híbrida -

Combina las ventajas de trócares reutilizables con el manejo fácil de componentes descartables.





- baja fricción de instrumentos
- fijación firme en la pared abdominal
- fácil para limpiar, sistema completamente desmontable

## Simple

- excelente retroalimentación táctil durante la inserción en el abdomen
- requiere poco espacio por motivo del diseño de trócar delgado
- características ergonómicas excepcionales y buena distribución del peso

## Excepcional

## Modular

- combinación individual del sistema basada en una vaina de trócar reutilizable
- selección entre una válvula de sellado universal y una válvula de sellado reutilizable con tapón de reducción
- selección entre un obturador separador descartable y diferentes obturadores reutilizables estándares

## Económico

- una relación extraordinaria entre precio y rendimiento significa una alta rentabilidad de la inversión

# La solución de trócares híbridos

## Válvulas de sellado

Reutilizables

Uso único, estéril



**EK080P**

Válvula de sellado  
para trócares Ø 5 mm  
20 unidades



**EK001SU**

Válvula descartable  
para trócares Ø 5 mm  
20 unidades

## Vainas de trocar




Reutilizables

|  |        |                                                    |
|--|--------|----------------------------------------------------|
|  | 60 mm  | <b>EK010R</b><br>lisa, con llave de paso 60 mm     |
|  | 110 mm | <b>EK014R</b><br>lisa, con llave de paso 110 mm    |
|  | 150 mm | <b>EK018R</b><br>lisa, con llave de paso 150 mm    |
|  | 60 mm  | <b>EK011R</b><br>lisa, sin llave de paso 60 mm     |
|  | 110 mm | <b>EK015R</b><br>lisa, sin llave de paso 110 mm    |
|  | 60 mm  | <b>EK012R</b><br>roscada, con llave de paso 60 mm  |
|  | 110 mm | <b>EK016R</b><br>roscada, con llave de paso 110 mm |
|  | 60 mm  | <b>EK013R</b><br>roscada, sin llave de paso 60 mm  |
|  | 110 mm | <b>EK017R</b><br>roscada, sin llave de paso 110 mm |

## Obturadores

Reutilizables

Uso único, estéril



# La solución de trócares híbridos

## Válvulas de sellado


Reutilizables

Uso único, estéril



**EK083P**

Válvula de sellado para trócares Ø 10/12 mm con tapón de reducción a 5 mm



**EK086P**

Válvula de sellado para trócares Ø 10/12 mm



**EK002SU**

Válvula universal descartable para trócares Ø 10/12 mm  
20 unidades

## Vainas de trocar

Reutilizables



**EK024R**

lisa, con llave de paso 110 mm



**EK025R**

lisa, sin llave de paso 110 mm



**EK026R**

roscada, con llave de paso 110 mm



**EK027R**

roscada, sin llave de paso 110 mm


**EK028R**

lisa, con llave de paso 150 mm

## Obturadores

### Reutilizables

### Uso único, estéril




# La solución de trócares híbridos

## Válvulas de sellado

Reutilizables

Uso único, estéril



**EK083P**

Válvula de sellado para trócares Ø 10/12 mm con tapón de reducción a 5 mm



**EK086P**

Válvula de sellado para trócares Ø 10/12 mm



**EK002SU**

Válvula universal descartable para trócares Ø 10/12 mm  
20 unidades

## Vainas de trocar

Reutilizables



**EK034R**

lisa, con llave de paso 110 mm



**EK035R**

lisa, sin llave de paso 110 mm



**EK036R**

roscada, con llave de paso 110 mm



**EK037R**

roscada, sin llave de paso 110 mm




**EK038R**

lisa, con llave de paso 150 mm

## Obturadores

### Reutilizables

### Uso único, estéril



# La solución de trócares híbridos

## Trócar para mini-laparotomía (Técnica de Hasson)


Uso único, estéril



### EK002SU


Válvula universal descartable para trócares Ø 10/12 mm  
20 unidades

## Reutilizable



### EK086P

Válvula p. trócares Ø 10/12 mm



### EK024R

Vaina lisa, con llave de paso 110 mm




### EK064R

Obturador romo (Hasson)



### EK098R

Accesorio cónico para vaina de trocar de 10 mm



Todos los productos endoscópicos de  
Aesculap en nuestra página web

...a sólo un click!

## Vainas de reducción

### Reutilizables



#### EK090R

Vaina de reducción,  
Ø 10 mm  
incl. tapón de sellado  
EK093P  
para guiar 5 mm



#### EK091R

Vaina de reducción,  
Ø 12 mm  
incl. tapón de sellado  
EK093P  
para guiar 5 mm  
EK094P  
para guiar 10 mm

### Accesorios



#### EK093P

Tapón de sellado  
para guiar 5 mm  
20 unidades



#### EK094P

Tapón de sellado  
para guiar 10 mm  
20 unidades

## Fijación de suturas

### Reutilizable



#### EK097R

Fijación de suturas para  
trócares Ø 5 mm

## Válvulas de sellado

### Reutilizables



#### EK080P

Válvula de sellado  
para trócares Ø 5 mm  
20 unidades




consistiendo de:

Tapón de sellado  
EK082P  
20 unidades




Válvula de estrella  
EK081P  
20 unidades



#### EK086P

Válvula de sellado para  
trócares Ø 10/12 mm  
con tapón de sellado



consistiendo de:

Tapón de sellado  
EK085P  
20 unidades  
Carcasa de válvula  
EK088P  
1 unidad  
Válvula de estrella  
EK084P  
20 unidades



#### EK083P

Válvula de sellado para  
trócares Ø 10/12 mm  
con tapón de reducción  
a 5 mm



consistiendo de:

Tapón de reducción  
EK087P  
5 unidades  
Carcasa de válvula  
EK088P  
1 unidad  
Válvula de estrella  
EK084P  
20 unidades



