

# Hand aufs Herz

## Ist Ihr Wandspender korrekt aufbereitet?



Die KRINKO empfiehlt ...

„Grundsätzlich dürfen beide Spenderarten [Anm. v. B. Braun: für Händedesinfektionsmittel und Waschlotionen] nicht zu einer Weiterverbreitung von Krankheitserregern führen.“<sup>1</sup>

„Günstig ist daher bei Spendern für Handwaschpräparate die Verwendung von Einmalpumpen am Gebinde, die mit dem leeren Gebinde verworfen werden.“<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KRINKO-Empfehlung „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“, Hrsg. RKI - 2016, Punkt 7. „Anforderungen an Spender für Händedesinfektionsmittel und Handwaschpräparate“

# Optimieren Sie Ihren Hygienestandard


## Vertrauen Sie auf Produkte von B. Braun

Sie möchten die hygienische Sicherheit erhöhen und Zeit einsparen?  
Dann verwenden Sie unsere Einmalpumpen!

### Einwegpumpe für Wandspender PLUS

Hygienisch sicher - einfach in der Anwendung

- Kunststoffpumpe zur einmaligen Verwendung im Wandspender plus
- Schutz vor Wiederverwendung - seitliche Flügel verhindern ein Herausnehmen aus dem Gebinde
- Schnelle und leichte Inbetriebnahme
- Zeitaufwendige und kostenintensive Aufbereitung der Kunststoff- oder Edelstahlpumpe entfällt
- Geeignet für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
- Inklusive Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Hygienisch einzeln verpackt zum sicheren Einsetzen der Pumpe
- Dosiermenge: 1,5 ml pro Hub (nicht veränderbar)



Sie möchten den Wandspender selbst aufbereiten?  
Dann fordern Sie unseren **kostenlosen** Praxistipp an (Art.-Nr. 4004635). Darin wird die Aufbereitung detailliert beschrieben.

Jetzt kostenlos anfordern!



LIEFERFORM	ART.-NR.	PREIS*/STK.	ANZAHL
Einwegpumpe für Wandspender plus ELS oder E (500 ml)			
Einwegpumpe für Wandspender plus TLS oder T (1000 ml)			
Praxistipp Aufbereitung Wandspender			

\*Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt. Lieferung, solange der Vorrat reicht

**Absender:** Name/Adresse/Praxisstempel  
X

X                      X

Datum                      Unterschrift

Kundenlogo einfügen  
(z. B. als \*.jpg, \*.png, \*.tiff, \*.gif)