



AXeL 300

AXel 300 - Source lumineuse au xénon 300 W
Erogatore di luce fredda AXel xenon 300W

PARTICULARITÉS

Particularités

- La technologie au xénon fournit une luminosité extrêmement élevée et garantit une restitution optimale des couleurs.
- Durée de vie de la lampe garantie par Aesculap: au moins 700 heures.
- Manipulation très simple.
- Par l'utilisation des adaptateurs adéquats, la source lumineuse est entièrement compatible avec les câbles optiques d'autres fabricants.
- L'intensité lumineuse est réglable manuellement en continu.

Caractéristiques techniques

Lampe:	au xénon
Puissance de lampe:	300 W
Tension de la lampe:	17 V/15 A
Intensité lumineuse:	régulation linéaire
Température de couleur:	env. 6 000 K
Poids:	7,6 kg
Dimensions: (HxIxP):	305 x 125 x 305 mm

CARATTERISTICHE

Caratteristiche

- La luminosità estremamente elevata prodotta dalla tecnologia xenon, garantisce una ottimale riproduzione dei colori.
- 700 ore di esercizio.
- Semplicissima da usare.
- L'utilizzo di appositi adattatori, rende la fonte di luce AXel Xenon compatibile con i cavi conduttori di altri produttori.
- L'intensità luminosa è regolabile manualmente in modo continuo.

Specifiche tecniche

Lampada:	Xenon
Potenza della lampada:	300 W
Tensione della lampada:	17 V/15 A
Intensità luminosa:	regolabile in modo continuo
Temperatura del colore:	circa 6.000 K
Peso:	7,6 kg
Misure (alt. x largh. x prof.):	305 x 125 x 305 mm

OP 932 Xenon Lichtquelle AXel 300

Accessoires (à commander séparément)

OP 933:	lampe de rechange au xénon 17 V/300 W
---------	---------------------------------------

Adaptateurs pour source lumineuse au xénon	
OP 935:	Aesculap / Storz (fait partie de OP 932)
OP 936:	Wolf
OP 937:	Olympus
OP 938:	Circon / Stryker

Câble optique (pour autoclave) Ø 4,8 mm

OP 906:	longueur: 180 cm
OP 913:	longueur: 250 cm
OP 914:	longueur: 350 cm

OP 932 Xenon Light Source AXel 300

Accessori e parti di ricambio (da ordinare separatamente)

OP 933:	lampada di ricambio 17 V/300 W Xenon
---------	---

Adattatori per cavi di altri produttori	
OP 935:	Aesculap / Storz (di serie in OP 932)
OP 936:	Wolf
OP 937:	Olympus
OP 938:	Circon / Stryker

Cavo conduttore in fibre ottiche autoclavabile, Ø 4,8 mm

OP 906:	Lunghezza: 180 cm
OP 913:	Lunghezza: 250 cm
OP 914:	Lunghezza: 350 cm

AESCULAP®

AESCULAP AG & CO. KG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen/Germania
Telefono +49 (74 61) 95-0
Fax +49 (74 61) 95-26 00
<http://www.aesculap.de>

B | BRAUN

Sous réserve de modifications techniques.

Ce prospectus est destiné exclusivement à la présentation ainsi qu'à l'achat et à la vente des produits Aesculap. Toute reproduction, même partielle, est interdite. En cas d'abus, nous nous réservons le droit de reprendre les catalogues et les tarifs et de faire valoir nos intérêts.

Soggetto a modifiche tecniche.

Questa brochure non può essere utilizzata per altri scopi che non siano quelli di offerta, acquisto e vendita di nostri prodotti. E' vietata la riproduzione anche parziale. Nel caso di utilizzo non appropriato ci riserviamo il diritto di ritirare i nostri cataloghi e listini e tutelare i nostri interessi.