

Procedure / Operationsschritt		
1 Preparing the tibia Extramedullary / Extramedulläre Präparation der Tibia		
2 Measuring of flexion and extension gaps / Messung des Beuge- und Streckspalts		
3 Resection of distal femur / Resektion des distalen Femur		
4 Determining the size of femoral implant / Größenbestimmung des Femurimplantats		
5 Femoral resection / Femurresektion		
6 Determining the size of tibial component / Größenbestimmung der Tibiakomponente		

Procedure / Operationsschritt		
7 Final preparation of the tibia stem / Endgültige Tibiapräparation		
8 Trial reposition / Probereposition		
9 PS-version / PS Variante		
10 Implantation of the trial tibia prosthesis / Implantation des Probetibiaimplantats		
11 Trial PS prostheses / PS Probeimplantat		
12 Preparing the patella / Präparation der Patella		