

Aesculap[®] DS Appendectomy-Clip

Innovative, reliable, convenient, cost effective



Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® DS Appendectomy-Clip



DS (Double-shank) Appendectomy-Clip
DS (Doppelsteg) Appendektomie-Clip



Innovative, reliable, convenient, cost effective

Innovative: This system is innovative and unique in the segment of Titanium Ligation Clips.

Reliable: The DS-Clip offers a firm hold on the appendix.

Convenient: The system is easy to use. It does not require an adaption of the order of operation.

Cost effective: A cost-effective system which works economical due to reusable clip appliers.

Innovativ, zuverlässig, komfortabel, wirtschaftlich

Innovativ: Das System ist innovativ und im Segment der Titan-Ligaturclips einzigartig.

Zuverlässig: Der Clip bietet einen stabilen Halt auf der Appendix.

Komfortabel: Das System ist einfach anzuwenden. Es erfordert keine Änderung des Operationsablaufs.

Wirtschaftlich: Eine wirtschaftliche Alternative durch die Kombination mit einer wiederverwendbaren Anlegezange.



Aesculap® DS Appendectomy-Clip

Double-shank Clip

- the DS-Clip consists of a novel clip shape with parallel arranged bars with a gap between which compresses the tissue. They stabilize the clip against axial dislodgement
- a latch at the distal end of the clip additionally prevents the clip from slipping
- the clip offers a closing from the distal tip
- a diamond-shaped inner clip profile leads to an enlarged contact surface on the tissue
- the clip is made of the proven material titanium

Doppelsteg-Clip

- Der DS-Clip besteht aus einer neuartigen Clipform mit parallel angeordneten Stegen. Dadurch entsteht ein Zwischenraum, in dem das Gewebe verdichtet und das Risiko eines axialen Verschiebens reduziert wird
- Ein Zahn am distalen Ende des Clips stabilisiert den Clip zusätzlich gegen Herausrutschen von Gewebe
- Der Clip schließt von der distalen Spitze
- Durch die rautenförmige Innenprofilierung des Clips entsteht zudem eine vergrößerte Kontaktfläche mit dem Gewebe
- Der Clip besteht aus dem bewährten Werkstoff Reintitan



Closing behaviour of the clip
Schließverhalten des Clips

Clip Removal

- simple clip removal
- easy identification of empty slots by protruding wings
- indentations on the cartridge for comfortable handling
- adhesive surface at the cartridge back for precise fixation

Clip-Entnahme

- Einfache Clipentnahme
- Leichte Identifikation der leeren Clip-Schächte durch austretende Flügel
- Seitliche Griffmulden am Magazin zum komfortablen Halten
- Klebefläche auf der Rückseite des Magazins zur präzisen Fixierung



Aesculap® DS Appendectomy-Clip



Instruments

- availability of laparoscopic and open surgical appliers
- the clip appliers are made with an integrated catch in order to reach a minimum force and simultaneously to avoid too excessive force
- laparoscopic clip applier with rinsing channel for fast and safe cleaning
- 360° rotatable shaft for accurate alignment of the clip
- well-known, proven and estimated Aesculap Quality

Clip Cartridges

- delivery in cartridges à 4 clips and 12 cartridges per sales unit
- the supply is carried out in dispenser boxes, which can be stored in the OR
- sterile supply of the clips

Instrumente

- Verfügbarkeit von laparoskopischen und offen chirurgischen Anlegezangen
- Integrierter Anschlag zum Erreichen einer Mindestkraft und gleichzeitigen Vermeidung einer übermäßigen Krafteinwirkung
- Laparoskopische Anlegezange mit integriertem Spülkanal zur Reinigung
- 360° drehbarer Schaft zur genauen Ausrichtung des Clips
- Bekannte, bewährte und geschätzte Aesculap Qualität

Clip Magazin

- Bereitstellung in Magazinen à 4 Clips und 12 Magazinen pro Verpackungseinheit
- Lieferung in Spenderboxen, die direkt im OP gelagert werden können
- Sterile Bereitstellung der Clips



PL809R

Endoscopic Clip Applier, X-large,
diam. 12 mm, length 310 mm
Endoskopische Clipanlegezange, X-large,
Ø 12 mm, Länge 310 mm

FC230R - FC231R

Clip Applier X-large,
length 280 mm
Clipanlegezange X-large,
Länge 280 mm

PL475SU

Titanium ligating clip, X-large (z)
12 cartridges of 4 clips
Titan-Ligatur-Clip, X-large (z)
12 Magazine à 4 Clips



Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

The main product trademark 'Aesculap' is a registered trademark of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved.
This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Brochure No. C64311

0915/1.5/3