

Aesculap Sterile Technology

PrimeLine Clear Lid



Think Innovation. Think Aesculap.

Per preservare una visuale "a colpo d'occhio".

PrimeLine Clear Lid in plastica trasparente

- antiurto, antigraffio e termostabile
- identificazione rapida dei cestelli strumenti
- cambio di colore dell'indicatore visibile dall'esterno



|  Standard 1/1 | Colore |  Standard 3/4 | Colore |  Standard 1/2 | Colore |  Flat 1/2 (JK339) | Colore |
|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|
| JP001 | rosso | JP011 | rosso | JP021 | rosso | JP031 | rosso |
| JP002 | blu | JP012 | blu | JP022 | blu | JP032 | blu |
| JP003 | verde | JP013 | verde | JP023 | verde | JP033 | verde |
| JP004 | ocra | JP014 | ocra | JP024 | ocra | JP034 | ocra |
| JP005 | grigio | JP015 | grigio | JP025 | grigio | JP035 | grigio |
| JP006 | antracite | JP016 | antracite | JP026 | antracite | JP036 | antracite |
| JP007 | trasparente | JP017 | trasparente | JP027 | trasparente | JP037 | trasparente |



JP007
592 x 285 x 46 mm
indicato per i fondi indicati qui accanto

**Fondi****senza** perforazione sul fondo = JK

| JK | Misura esterna Lunghezza x larghezza x altezza (mm) |
|-------|--|
| JK440 | 592 x 274 x 90 |
| JK441 | 592 x 274 x 120 |
| JK442 | 592 x 274 x 135 |
| JK444 | 592 x 274 x 187 |
| JK446 | 592 x 274 x 247 |



JP017
463 x 285 x 46 mm
indicato per i fondi indicati qui accanto

**Fondi****senza** perforazione sul fondo = JK

| JK | Misura esterna Lunghezza x larghezza x altezza (mm) |
|-------|--|
| JK740 | 470 x 274 x 90 |
| JK741 | 470 x 274 x 120 |
| JK742 | 470 x 274 x 135 |



JP027
298 x 285 x 46 mm
indicato per JK340 – JK346

**Fondi****senza** perforazione sul fondo = JK

| JK | Misura esterna Lunghezza x larghezza x altezza (mm) |
|---------------------------------------|--|
| JK339 | 300 x 274 x 57 |
| senza impugnatura da trasporto | |
| JK340 | 300 x 274 x 90 |
| JK341 | 300 x 274 x 120 |
| JK342 | 300 x 274 x 135 |
| JK344 | 300 x 274 x 187 |
| JK346 | 300 x 274 x 247 |



JP037
298 x 285 x 46 mm
indicato per JK339



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germania

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Modifiche tecniche riservate. Il presente prospetto può essere utilizzato esclusivamente per l'offerta e la compravendita dei nostri prodotti. Sono proibite ristampe, anche parziali. In caso di abuso, ci riserviamo il diritto di adire le vie legali.