

Aesculap Surgical Instruments

Aesculap Skalpellklingen
und Einmalskalpelle



Nur wirklich spitz ist wirklich gut



Bisher haben Sie
wahrscheinlich gedacht,
Skalpellklinge ist Skalpellklinge.

Das wird sich
heute ändern.

Wir haben uns immer
wieder gefragt, ob es
die bessere, die perfekte
Skalpellklinge gibt?

Und plötzlich stand
diese Idee im Raum:

**auf die Spitze
kommt es an!**





Aus **3** guten Gründen

- 1.** Für uns waren die Klingen einfach nicht spitz genug. Der Blick ins Mikroskop macht deutlich – es gibt große Unterschiede und Verbesserungspotenzial.
- 2.** Mit spitzeren Skalpellklingen arbeiten Sie noch präziser und sicherer.
- 3.** Spitzere Skalpellklingen verhindern den Trichtereffekt.

Deshalb sind die neuen Aesculap
Skalpellklingen spitze!


Herkömmliche Skalpellklingen

Trichtereffekt vor dem Eindringen in die Haut erschwert das Einschneiden.



Aesculap Skalpellklingen

Sauberes, einfaches Eindringen ohne Trichtereffekt.



Unser Spitzensortiment

Skalpellklingen

No. 3



No. 4



Alle Abbildungen in Originalgröße

BB500

Fadenmesser
Packung à 100 Stück

Sterile Skalpellklingen
Packung à 100 Stück





Skalpellgriffe No. 3



1:1

BB068R



1:1

BB073R



1:1

BB075R



1:1

BB077R

Unser Spitzensortiment

Skalpellsgriffe No. 3



1:1

BB078R



1:1

BB079R



1:1

BB071R



1:1

BB070R

Skalpellgriffe No. 4



1:1

BB084R



1:1

BB085R



1:1

BB080R



1:1

BB088R



1:1

BB089R

Unser Spitzensortiment

► Sterilskalpelle mit Kunststoffheft und Klingenschutz



1:1

BA210

Packung à 10 Stück



1:1

BA211

Packung à 10 Stück



1:1

BA212

Packung à 10 Stück



1:1

BA215

Packung à 10 Stück



1:1

BA218

Packung à 10 Stück



1:1

BA219

Packung à 10 Stück



1:1

BA220

Packung à 10 Stück



1:1

BA221

Packung à 10 Stück

Unser Spitzensortiment

► Sterilskalpelle mit Kunststoffheft und Klingenschutz



1:1

BA222

Packung à 10 Stück



1:1

BA223

Packung à 10 Stück



1:1

BA224

Packung à 10 Stück



1:1

Transparentes Vollschutzcover
Die Klinge ist komplett geschützt.



Mikrochirurgische Klingen



Unser Spitzensortiment

Mikrochirurgische Klingen



BB361R

Packung à 10 Stück



BB362R

Packung à 10 Stück



BB363R

Packung à 1 Stück



BB364R

Packung à 10 Stück



BB365R

Packung à 10 Stück



BB366R

Packung à 1 Stück



BB367R

Packung à 10 Stück



BB368R

Packung à 10 Stück



BB369R

Packung à 1 Stück

Alle Abbildungen in Originalgröße



Skalpellsgriffe für mikrochirurgische Klingen



Skalpellsgriff,
rund
135 mm, 5 1/2"

4:5

BB046R



Skalpellsgriff,
rund
155 mm, 6"

4:5

BB048R



Skalpellsgriff,
rund
180 mm, 7"

4:5

BB052R



Skalpellsgriff,
rund
200 mm, 8"

4:5

BB054R




Skalpellsgriff,
rund
330 mm, 12"

4:5

BB060R

Unser Spitzensortiment

Skalpellsgriffe für mikrochirurgische Klingen




Skalpellsgriff,
bajonettförmig,
rund

250 mm, 10"

4:5

BB057R



Skalpellsgriff,
bajonettförmig,
4-Kant

210 mm, 8 1/4"

4:5

BB053R

▶ Mikrochirurgische Einmalskalpelle

Einmalgebrauch, steril verpackt,
mit leichtem, ergonomischem Griff.



1:1

BA364

Mikro Skalpelle
mit Polymergriff

Packung à 5 Stück
165 mm, 6 1/2"



1:1

BA365

Mikro Skalpelle
mit Polymergriff

Packung à 5 Stück
165 mm, 6 1/2"



1:1

BA367

Mikro Skalpelle
mit Polymergriff

Packung à 5 Stück
165 mm, 6 1/2"



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

Neuheiten

Skalpellklingen und Sterilskalpelle



BB515-C

BB515-1

Nr. 3

■ Sterile Skalpellklingen
Packung à 100 Stück



BA215-C



BA215-1



BA323SU



BA311SU

Figur

15-C

15-1

23

11

Packung à 10 Stück

Packung à 10 Stück

Packung à 10 Stück

Packung à 10 Stück

Alle Abbildungen in Originalgröße