

Aesculap Endoscopic Technology

AdTec® bipolar

THE BLUE (R)EVOLUTION



Ein neuer Standard für ihre Sicherheit und die Sicherheit
ihrer Patienten

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

THE BLUE (R)EVOLUTION



Vom ersten Tage an – seit seiner Einführung 1999 – ist die **AdTec^{bipolar}** Produktlinie "unter Anwendern" ein Erfolg. Kein Wunder bei einer Instrumentenlinie, die Sicherheit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit miteinander sinnvoll kombiniert.

AdTec^{bipolar} verbindet die sichere bipolare Stromablation mit einer neuen, bisher nicht erreichten Taktilität bei bipolaren Instrumenten. Damit kann Ihre Sicherheit und die Ihrer Patienten deutlich verbessert werden.

Dieses hochinnovative Produkt entstand durch die Verwendung neuer Materialien – Keramik, Stahl, Kunststoff – und der sinnvollen Verknüpfung dieser Komponenten in Verbindung mit neuen Fertigungstechnologien.

Nichts ist jedoch so gut, als dass man es nicht noch verbessern könnte. Aesculap hat die Produktlinie konsequent weiterentwickelt und für die tägliche Arbeit weiter optimiert. Ab sofort steht Ihnen eine neue Generation von Instrumenten zur Verfügung – **Evolution**.

So wurde die Stabilität des Maulteils erhöht und die Schneidleistung der Scheren verbessert – Lebensdauer wächst. Das Produktspektrum wurde durch weitere Maultypen ergänzt – Einsatzmöglichkeiten erweitert. Die Identifikation dieser Produktlinie wurde vereinfacht – Kennzeichnung **blue**: blaue Keramik im Maulbereich, blaue Isolation der Maulseele, blaue Griffkennzeichnung.

Erfahren Sie eine neue Dimension der bipolaren endoskopischen Instrumente – erfahren Sie eine **Revolution**.



KONZEPT

AdTec^{bipolar} steht für eine neue bipolare Instrumententechnologie. Neueste Materialien stehen für Sicherheit, hohe Taktilität, Universalität und damit auch für Qualität.

Patente: DE 196 08 716
US 5 853 412

TAKTILITÄT

Hohes taktiler Gefühl

- Eine neue Qualität bei der Dosierung und Kraftübertragung von der Operationshand zur Instrumentenspitze.
- Hohe Sensibilität des Instrumentes am Gewebe.

SICHERHEIT

bis in die Spitze

- Ein neues Design garantiert ausgezeichnete Koagulationsergebnisse.
- Sicherer Verschluss selbst von großen arteriellen Blutgefäßen.
- Kein "slipping effect" beim Fassen und Präparieren.
- Keine Ableitströme durch bipolare Technik.
- Sicheres Fassen, Schneiden und präzises Präparieren von feinsten Strukturen.


UNIVERSELL




Modulare Bauweise

- Einfaches Konzept, simples Handling, wie Sie es von den monopolaren Instrumenten gewohnt sind.

Universell einsetzbar

- In allen laparoskopischen Indikationen. Gynäkologie, Chirurgie und Gefäßchirurgie
- Für jedes Gewebe und feinste Strukturen.






WIRTSCHAFTLICHKEIT


Die Aufbereitung, Pflege und Sterilisation basiert zu 100% auf dem bewährten Prinzip der monopolaren Instrumente. Es ist problemlos, schnell und sicher zu handhaben.

AdTec^{bipolar} zeichnet sich durch seine Wiederverwendbarkeit und damit durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Auf Grund der modularen Bauweise können Einzelteile bei Bedarf schnell und kostengünstig ausgetauscht werden.






		Instrument komplett	Mauleinsatz	Außenrohr	Griff
METZENBAUM Schere	Nutzlänge 220 mm	PM409R	PM439R	PM970R	PM450R
	Nutzlänge 310 mm	PM400R	PM430R	PM973R	PM450R
	Nutzlänge 420 mm	PM404R	PM434R	PM981R	PM450R
METZENBAUM Schere kurz	Nutzlänge 220 mm	PM414R	PM444R	PM970R	PM450R
	Nutzlänge 310 mm	PM407R	PM437R	PM973R	PM450R
MARYLAND Fasszange	Nutzlänge 220 mm	PM410R	PM440R	PM970R	PM450R
	Nutzlänge 310 mm	PM401R	PM431R	PM973R	PM450R
	Nutzlänge 420 mm	PM405R	PM435R	PM981R	PM450R
Maryland Fasszange gefenstert	Nutzlänge 220 mm	PM413R	PM443R	PM970R	PM450R
	Nutzlänge 310 mm	PM408R	PM438R	PM973R	PM450R
	Nutzlänge 420 mm	PM415R	PM445R	PM981R	PM450R
Mikrofasszange	Nutzlänge 310 mm	PM402R	PM432R	PM973R	PM450R
Makrofasszange	Nutzlänge 220 mm	PM412R	PM442R	PM970R	PM450R
	Nutzlänge 310 mm	PM403R	PM433R	PM973R	PM450R
	Nutzlänge 420 mm	PM406R	PM436R	PM981R	PM450R
	Schutzkappe	PM433220			



Koagulationskabel mit Aesculap Flachstecker

Instrumentenseitig ← → Geräteseitig



GN073 3,5 m

GN077 5,0 m

Kabel für **AESULAP** (GK055, GN060, GN300, GN360, GN640)
Martin, Berchtold, Wolf



GK200 3,5 m

Kabel für Valleylab, Codman, Conmed, Olympus, ACMI
Erbe international



GK202 3,5 m

Kabel für **AESULAP** (GK020, GK021, GK030, GK034, GK050, GK051)



GK216 3,5 m


GK213 5,0 m

Kabel für Erbe (ACC, ICC), Karl Storz




GK217 3,5 m

Kabel für Codman



GK193 3,5 m

Kabel für Valleylab mit fixiertem Pin-Abstand (29 mm)



GK211 3,7 m (Einmalgebrauch)

Kabel für Valleylab, Codman, Conmed, Olympus, ACMI



GN088 Bipolarer Handschalter für AdTec® bipolar Instrumente

Kann mit HF-Gerät Nelson Deluxe und den führenden HF-Geräten des Wettbewerbs betrieben werden (in Verbindung mit Nelson BiBox).



STERILIT[®]

JG600

Aesculap-Ölspray in Sprühdose (FCKW-frei), zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation. Physiologisch unbedenklich nach DAB und § 31 LMBG.

STERILIT[®]

JG598

Aesculap-Instrumenten-Öl, zum Ölen der Schlüsse, Sperren usw. vor der Sterilisation. Physiologisch unbedenklich nach DAB und § 31 LMBG.



JG600



JG598



AdTec[®]single use

Bipolare Einmalinstrumente

- Herausragende Schneideigenschaften
- Isolation bis an die Maulteile
- Keramikisolation im Maulbereich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:



...just a click away!



AESCULAP®

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH
Aesculap Division

Otto Braun-Straße 3-5
2344 Maria Enzersdorf
Österreich

Telefon +43 2236 4 65 41-0
Fax +43 2236 4 65 41-177

www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG

Seesatz
6204 Sempach
Schweiz

Telefon +41 58 258 50 00
Fax +41 58 258 60 00

www.bbraun.ch

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietetung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.