



DEGENERATIVE WIRBEL-
SÄULENERKRANKUNGEN

AESCULAP® Ennovate®

LEIHSETBESTELLUNG

ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN

ELSA Leihservice –
als Ihr exklusiver Partner in
der Wirbelsäulenchirurgie
bieten wir Ihnen einen hohen
Mehrwert durch professionelles
Prozessmanagement.

LEISTUNGSSPEKTRUM

Wir bieten Lösungen für Ihre individuellen und spezifischen Bedürfnisse.

Mit dem ELSA Leihservice (European Loan Service of Aesculap) schließt Aesculap Lücken oder überbrückt Engpässe in der Klinikausstattung. Der ELSA Leihservice stellt spezielle Implantate, Instrumente und Instrumentarien für Ihre Operation zur Verfügung. Damit spart sich die Klinik die Anschaffung selten benötigter Instrumente sowie Platz und Kosten in der Lagerhaltung.

Über 50 System-Varianten stehen zur Auswahl: alle Aesculap Systeme für die Wirbelsäulenchirurgie, Hüft- und Knieendoprothetik, Systeme zur Verriegelungsnagelung sowie spezifische Revisionsinstrumentarien. Die Leihsets werden nach hohen Qualitätsmaßstäben von qualifiziertem Fachpersonal überprüft und bereitgestellt. Aesculap beliefert neben Deutschland, Österreich und der Schweiz ganz Europa mit Leihinstrumenten.





LEIHSERVICE PRODUKTGRUPPEN:

- Wirbelsäulenchirurgie
- Hüftendoprothetik
- Knieendoprothetik
- Knorpelrekonstruktion
- Traumatologie (Verriegelungsnägel)

IHRE VORTEILE

- Schneller und einfacher Bestellablauf
- Erhalt spätestens 24 Stunden nach Bestellung
- Kosteneffizienter Service
- Höhere Flexibilität
- Umfassender Service
- Notfallbesetzung auch am Wochenende
- Erweitert das Behandlungsspektrum der Klinik
- Viele Systemvarianten – auch selten benötigte Instrumente
- Keine Instandhaltungskosten
- Keine Lagerhaltung
- Einwandfreie Instrumente
- Reparaturersatzleistungen bei der Durchführung von Wartungen oder Reparaturen durch unseren technischen Service
- Erst testen – dann entscheiden

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und den Vorteilen einer ganz neuen Generation von Pedikelschraubensystemen: Ennovate®

AESCULAP® Ennovate®

ELSA LEIHSERVICE – BESTELLINFORMATIONEN



OFFENES MODUL

● Ennovate® OPEN LSET-W0106

inkl. Distraktions- und Kompressionszange

Implantation

Manipulation

Instrumente Konnektoren

Optionale Instrumente

BASISINSTRUMENTARIUM



MIS MODUL

● Ennovate® MIS LSET-W0107

inkl. Distraktions- und Kompressionszange

Implantation

Manipulation

Extension

Optionale Instrumente



OFFENES MODUL

● Ennovate® FRI OPEN LSET-W0108

FRI Offen

FRI Offen

FRAKTUR-
REPOSITION
(OPTIONAL)



MIS MODUL

● Ennovate® FRI MIS LSET-W0109

FRI MIS



OFFENES MODUL

● LSET-W0103

6 Stäbe Ti, gerade 300–500 mm

Stäbe Ti, gerade 30–200 mm

Stäbe Ti, gebogen 30–150 mm, Offset-Stabverbinder

Konnektoren, Trans, Multi, Domino, gerade



MIS MODUL

● LSET-W0105

6 Stäbe Ti, gerade 300–500 mm

MIS Stäbe Ti, gerade 30–120 mm gebogen 30–150 mm

MIS Stäbe Ti, gerade 130–200 mm, gebogen ≥ 100 mm

OFFENES UND MIS MODUL*

LSET-W0101

Schrauben polyaxial, kanüliert

Schrauben polyaxial, kanüliert, Ø 4,5–5,5 mm

Schrauben polyaxial, kanüliert, Ø 6,5–7,5 mm

Schrauben polyaxial, kanüliert, Ø 7,5–10,5 mm

Schrauben polyaxial, kanüliert, Ø 7,5–10,5 mm
70–110 mm, Verriegelungsschrauben

LSET-W0099

Schrauben polyaxial, gefenstert, zur Zementierung

Schrauben polyaxial, fenestriert, Ø 5,5–6,5 mm

Schrauben polyaxial, fenestriert, Ø 7,5–8,5 mm

Schrauben polyaxial, kanüliert, Ø 9,5–10,5 mm

Zementkanülen kurz/lang

LSET-W0102

Schrauben monoaxial, kanüliert

Schrauben monoaxial, kanüliert, Ø 4,5–5,5 mm

Schrauben monoaxial, kanüliert, Ø 6,5–7,5 mm

Schrauben monoaxial, kanüliert, Ø 7,5–10,5 mm

Schrauben monoaxial, kanüliert, Ø 7,5–10,5 mm
70–80 mm, Verriegelungsschrauben

LSET-W0100

Schrauben monoaxial gefenstert, zur Zementierung

Schrauben monoaxial, fenestriert, Ø 5,5–6,5 mm

Schrauben monoaxial, fenestriert, Ø 7,5–8,5 mm

Schrauben monoaxial, kanüliert, Ø 9,5–10,5 mm

Zementkanülen kurz/lang

AESCULAP® Ennovate®

ELSA LEIHSERVICE

SERVICE-RUFNUMMER DES AESCULAP LEIHSERVICE

Tel. +49 7461 95-2300
täglich 07:00-17:00 Uhr und, bei
Notfällen während des Wochenendes



NOTIZEN



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | www.bbraun.ch

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Ennovate“ und „PentaCore“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.