

NEU!



**Dermaslide®**

DIE NADEL MIT DER EXKLUSIVEN GOLFBALL-TECHNOLOGIE

**Optilene®**

NICHT RESORBIERBARES, MONOFILES NAHTMATERIAL AUS  
POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN

# Dermaslide®

AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG AB DEM ERSTEN STICH  
DIE NEUE NADEL MIT DER EXKLUSIVEN GOLFBALL-TECHNOLOGIE



Ein Schnitt in die Haut. Eine erfolgreiche OP.  
Die Wunde wird geschlossen. Es entsteht eine Narbe.  
Sie bleibt.

Für den Patienten ist seine Narbe eine sichtbare Erinnerung an die OP, den Operateur und den Aufenthalt in der Klinik/Praxis. Deshalb arbeiten wir bei B. Braun fortwährend an der Entwicklung von chirurgischen Instrumenten und Nadeltechnologien, die die Haut als größtes menschliches Organ schützen, indem sie besonders präzise und gewebeschonend arbeiten und den Wundheilungsprozess unterstützen. Dieser Anspruch ist in uns. Und in Dermaslide.

## » DENN AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIGE NARBEN GEBEN ...

## PATIENTEN UND CHIRURGEN

Die spezielle Golfball-Technologie verschafft der neuen Dermalide Nadel ein außergewöhnliches Handling für ein exzellentes kosmetisches Ergebnis.

#### VORTEILE DER Dermalide NADEL

- Eindrucksvolles Gleitverhalten durch alle Gewebestrukturen
- Reduzierter Kraftaufwand, auch nach wiederholtem Einstechen
- Herausragende Nadelstabilität

#### INDIKATIONEN

Dermalide ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis eine Präzisionsnadel speziell für den Hautverschluss eingesetzt wird, besonders in der:

- Dermatologie
- Plastischen- und Wiederherstellungschirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie


# ... EIN GUTES GEFÜHL. «

# Dermaslide®

AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG AB DEM ERSTEN STICH  
DIE NEUE NADEL MIT DER EXKLUSIVEN GOLFBALL-TECHNOLOGIE




Die Dermaslide Nadel, mit der hochwertigen Stahllegierung L300 Quality Steel und der speziellen Wärmebehandlung, zeichnet sich durch eine ausgewogene Balance zwischen Biege- und Bruchfestigkeit aus.






Dank der speziellen Geometrie, innovativen Oberflächenbeschaffenheit und Silikonbeschichtung erfüllt die DermalSlide Nadel alle Voraussetzungen für ein kosmetisch herausragendes Ergebnis.




# Dermaslide®

AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG AB DEM ERSTEN STICH  
DIE NEUE NADEL MIT DER EXKLUSIVEN GOLFBALL-TECHNOLOGIE




## ■ ZWEISEITIG GESCHLIFFENE, MIKROPRÄZISIONSSPITZE

erleichtert das Einstechen und verringert somit das Gewebetrauma.



## ■ MIKRO-GRAVUR

in der Golfball-Technologie für reduzierten Gewebewiderstand.



## ■ EINZIGARTIGER TRAPEZ-FÖRMIGE NADELKÖRPER

reduziert das Gewebetrauma und ermöglicht stabilen Halt im Nadelhalter.

## » IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Weniger Kraftaufwand beim Durchstechen



Vermindertes Gewebe ausbrechen



Sauberer Durchgang



Stabiler Halt im Nadelhalter

#### ■ SILIKONBESCHICHTUNG

erlaubt der Nadel ein sanftes Gleiten durch das Gewebe.

#### ■ SPEZIELLER GLÄTTUNGS- SCHLIFF

Die schneidenden Kanten der Nadel sind speziell geschliffen damit diese sich nicht abnutzen und ein angenehmer Durchzug ermöglicht wird.

#### ■ ZUSÄTZLICHE WÄRME- BEHANDLUNG

bietet eine ausgewogene Balance zwischen Bruch-sicherheit und Dehnbarkeit der Nadel.



# Optilene®

NICHT RESORBIERBARES, MONOFILES NAHTMATERIAL AUS  
POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN



## EIGENSCHAFTEN



Optilene

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Material      | Polypropylen und Polyethylen |
|               | nicht resorbierbar           |
| Beschichtung  | keine                        |
| Fadenaufbau   | monofil                      |
| Farbe         | blau                         |
| Stärke        | USP 6/0 – USP 3/0            |
| Sterilisation | Ethylenoxyd                  |



## VORTEILE DES NEUEN Optilene

Das neue Material und das spezielle Extrusionsverfahren verschaffen Optilene ein verbessertes Handling.

- Weiche und geschmeidige Oberfläche
- Hervorragender Gewebedurchzug
- Höherer Komfort durch geringeres Curling
- Permanent hohe Reißfestigkeit
- Besonders gute Knoteneigenschaften
- Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften

## INDIKATIONEN

Optilene ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders:

- beim Hautverschluss
- in der Plastischen Chirurgie
- in der Hernienchirurgie sowie
- in der Dentalchirurgie
- in der Gefäßchirurgie



# DermaSlide®

## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

### Optilene®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen und Polyethylen

| 3/8 Kreis Mikro-Gravur<br>Mikrospitze                                                                 | Länge<br>cm | Farbe | 6/0                  | 5/0                  | 4/0                  | 3/0      | USP<br>metric |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|
|                                                                                                       |             |       | 0,7                  | 1                    | 1,5                  | 2        |               |
| <b>DGMP 11</b><br>   | 45          | blau  | C3095588<br>G3095588 |                      |                      |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |                      |                      |                      |          |               |
| <b>DGMP 13</b><br>   | 45          | blau  | C3095589<br>G3095589 | C3095518<br>G3095518 | C3095910<br>G3095910 |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |                      |                      |                      |          |               |
| <b>DGMP 16</b><br>   | 45          | blau  |                      | C3095549<br>G3095549 | C3095499             |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |                      |                      |                      | C3095999 |               |
| <b>DGMP 19</b><br> | 45          | blau  |                      | C3095550<br>G3095550 | C3095500<br>G3095500 | C3095591 |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |                      |                      | C3095517             | C3095983 |               |
| <b>DGMP 24</b><br> | 45          | blau  |                      |                      | C3095717             | C3095706 |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |                      |                      | C3095718             | C3095708 |               |

### Dafilon®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyamid

| 3/8 Kreis Mikro-Gravur<br>Mikrospitze                                                                 | Länge<br>cm | Farbe | 6/0 | 5/0                  | 4/0                  | 3/0      | USP<br>metric |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|----------------------|----------------------|----------|---------------|
|                                                                                                       |             |       | 0,7 | 1                    | 1,5                  | 2        |               |
| <b>DGMP 11</b><br> | 45          | blau  |     | C0933908             |                      |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |     |                      |                      |          |               |
| <b>DGMP 13</b><br> | 45          | blau  |     | C0933906<br>G0933906 | C0933903<br>G0933903 |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |     |                      |                      |          |               |
| <b>DGMP 16</b><br> | 45          | blau  |     | C0933907<br>G0933907 | C0933909             |          |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |     |                      | C0933904             | C0933902 |               |
| <b>DGMP 19</b><br> | 45          | blau  |     | C0933911<br>G0933911 | C0933910<br>G0933910 | C0934008 |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |     |                      | C0933905             | C0933901 |               |
| <b>DGMP 24</b><br> | 45          | blau  |     |                      | C0934006             | C0934004 |               |
|                                                                                                       | 75          | blau  |     |                      | C0934007             | C0934005 |               |

Nadelzeichnung entspricht Originalgröße; weitere Nadel-Faden-Kombinationen auf Anfrage. C: Inhalt 36 Folien, G: Inhalt 12 Folien

## Monosyn® Quick

Kurzfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Glykonat

| 3/8 Kreis Mikro-Gravur<br>Mikrospitze                                                                 | Länge<br>cm | Farbe     | 6/0                  | 5/0                  | 4/0                  | 3/0      | USP    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
|                                                                                                       |             |           | 0,7                  | 1                    | 1,5                  | 2        | metric |
| <b>DGMP 11</b><br>   | 45          | ungefärbt | C0025807<br>G0025807 | C0025805             |                      |          |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |                      |                      |                      |          |        |
| <b>DGMP 13</b><br>   | 45          | ungefärbt |                      | C0025806<br>G0025806 | C0025802             |          |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |                      |                      |                      |          |        |
| <b>DGMP 16</b><br>   | 45          | ungefärbt |                      |                      | C0025803<br>G0025803 |          |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |                      |                      |                      |          |        |
| <b>DGMP 19</b><br>  | 45          | ungefärbt |                      | C0025808             | C0025804<br>G0025804 |          |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |                      |                      |                      | C0025801 |        |
| <b>DGMP 24</b><br> | 45          | ungefärbt |                      |                      |                      | C0025809 |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |                      |                      |                      |          |        |

## Monosyn®

Mittelfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Glykonat

| 3/8 Kreis Mikro-Gravur<br>Mikrospitze                                                                 | Länge<br>cm | Farbe     | 6/0      | 5/0                  | 4/0                  | 3/0                  | USP    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
|                                                                                                       |             |           | 0,7      | 1                    | 1,5                  | 2                    | metric |
| <b>DGMP 11</b><br> | 45          | ungefärbt | C0023709 | C0023705             |                      |                      |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |          |                      |                      |                      |        |
| <b>DGMP 13</b><br> | 45          | ungefärbt | C0023710 | C0023706<br>G0023706 | C0023702<br>G0023702 |                      |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |          |                      |                      |                      |        |
| <b>DGMP 16</b><br> | 45          | ungefärbt |          | C0023707             | C0023703<br>G0023703 |                      |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |          |                      |                      | C0023711             |        |
| <b>DGMP 19</b><br> | 45          | ungefärbt |          | C0023708             | C0023704<br>G0023704 |                      |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |          |                      |                      | C0023701<br>G0023701 |        |
| <b>DGMP 24</b><br> | 45          | ungefärbt |          |                      |                      |                      |        |
|                                                                                                       | 70          | ungefärbt |          |                      |                      | C0023717             |        |

Nadelzeichnung entspricht Originalgröße; weitere Nadel-Faden-Kombinationen auf Anfrage. C: Inhalt 36 Folien, G: Inhalt 12 Folien

B. Braun Melsungen AG | 34212 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

Die Produktmarken „Dafilon“, „Dermaslide“, „Monosyn“ und „Optilene“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG und ihrer Tochtergesellschaften.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

HD.05.01.17/1 Nr. 4008025 Stand: 01/2017