



Aesculap Endoscopic Technology

EndoNovitas

Innovation, Flexibilität und Partnerschaft

Inhalt

Aesculap[®] EinsteinVision[®] 3D Full HD

Das Original - Warum sich mit weniger zufrieden geben

- Bewährt, zuverlässig und modular
- Permanent verfügbar

24

Aesculap Endoscopic Technology



Aesculap[®] *EinsteinVision*[®] 2.0 –

Bewährt und zuverlässig

Mehrere hundert Kliniken haben sich schon für das *EinsteinVision*[®] System entschieden und sind von der Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt.

Modular

Die Hauptbestandteile des *EinsteinVision*[®] System können mit dem Aesculap Produktspektrum kombiniert und erweitert werden.



Das Original

Permanent verfügbar

Durch die Verwendung eines speziellen Sterilüberzuges für die Endoskope-Kameraeinheit ist eine Aufbereitung und Sterilisation nicht mehr notwendig.

Hochauflösende 3D Technologie

Ein optisches Stereo-Endoskop liefert ein hervorragendes Bild im **EinsteinVision®** System mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln.

Antibeschlag-Funktion

Unerwünschte OP-Unterbrechungen durch beschlagene Optiken werden durch eine integrierte technische Lösung zur gezielten Erwärmung der Endoskopspitze verhindert.

Wirtschaftlichkeit

- Reparaturen und ggf. Ersatzbeschaffungen können vermieden werden
- Entlastung des Aufbereitungs- und Sterilisationsprozesses
- Reduktion der Anschaffungskosten – es wird nur noch eine indikationsbezogene Endoskop-Kameraeinheit benötigt

Faxantwort



Ja, ich ...

- plane einen Kauf, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf.
Geplanter Beschaffungszeitraum
- benötige ein Angebot
- benötige weitere Produktunterlagen
- möchte die EndoScript mit Expertenberichten zur 3D Technologie
- habe noch folgenden Wunsch

Wie dürfen wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

* freiwillige Angaben

Name/Titel

Klinik

Abteilung/Funktion

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.*

E-Mail*

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die Aesculap AG und B. Braun Melsungen AG schriftlich über Angebote und Produkte informieren und meine Daten im B. Braun Konzernverbund weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine formlose E-Mail oder ein Brief an die unten angegebene Adresse.

Unterschrift

Senden Sie uns Ihre Antwort per Brief an:

Aesculap AG | Christian Lompat – VME | Tel. +49 (0) 7461 95-31241 | e-Mail: endoskopie@aesculap.de
Am Aesculap Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

oder via Fax an: +49 (0) 7461 95-2131

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. +49 (0) 7461 95-0 | www.aesculap.de

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ ist eine eingetragene Marke der Aesculap AG. Die Produktmarke Einstein Vision ist eine eingetragene Marke.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

