


SeQuent[®] NEO NC

Non-Compliant PTCA Ballonkatheter



Inhalt

Lösungsorientierte Angioplastie

- Produktportfolio

Läsionstherapie

- Behandlungsempfehlung
- Indikationen

SeQuent® NEO NC

- Übersicht
- Vorteile

Allgemeine Angaben

Glossar

Symbol-Übersicht



Dieses Symbol führt zum Inhaltsverzeichnis/zur Startseite



Dieses Symbol führt zum Literaturverzeichnis



Dieses Symbol führt zur Page (Website innerhalb der B. Braun City, die den kompletten Inhalt zum Thema sammelt)



Dieses Symbol führt zu den Pflichtangaben

Weitere mögliche Symbole



Website




PDF-Inhalte




Video-Play

Koronare Angioplastie Produktportfolio




Koronare Angioplastie Produktportfolio



Wofür setzen Sie den
SeQuent® NEO NC ein?




Behandlungsempfehlung Leitfaden der Konsensusgruppe




Indikationen

SeQuent[®] NEO NC

Dilatation stark kalzifizierter Läsionen
Notwendigkeit einer Hochdruck Pre-Dilatation



Stent-Malapposition & Unterdehnung
Notwendigkeit einer Hochdruck Post-Dilatation eines Stents



Übersicht

SeQuent® NEO NC

SeQuent® NEO NC



Eigenschaften

- Non-Compliant
→ Nicht nachgiebig
- Erreicht eine gleichmäßige Größe auch bei hohen Inflationsdrücken und bewirkt damit eine gleichmäßige Verteilung des Druckes und der Expansion¹
- Hohe Druckfestigkeit, behält seine Form¹

Produktgrößen

2,0 – 4,5 mm Durchmesser

8 - 30 mm Länge

48 verschiedene Größen

Für kleine Gefäße: 2,0 - 3,0 mm

Für große Gefäße: 3,5 - 4,5 mm



Optimiertes Portfolio,
das eine Vielzahl von
Behandlungsoptionen
ermöglicht.

Vorteile

SeQuent® NEO NC

- Ziel soll sein, durch **präzise Dilatation** unter Hochdruck eine **kontrollierte Behandlung** auch in **komplexen Läsionsmorphologien** zu erreichen
- Geringes Ballonexpansionsverhalten bei steigendem Druck¹
- **Effizienz** durch kurze Deflationszeiten²
- Geringes Passageprofil für eine bessere **Trackability** (Kurvengängigkeit)³
- Hydrophile Schaftbeschichtung ermöglicht **verbesserte Gleiteigenschaften**⁴
- Geringes Schaftprofil, für **weniger Reibung** und einen **leichten Zugang** zu Läsionen in **komplexen Anatomien**³
- Blaue Katheterfarbe, um sich klar vom semi-compliant Ballonkatheter SeQuent® NEO zu differenzieren



B. Braun Deutschland Ihr Partner für die Angioplastie



B. Braun verfügt über **jahrelange Erfahrung** im Bereich der koronaren Angioplastie.



SeQuent® NEO NC – Non-Compliant PTCA Ballonkatheter für exaktes Sizing und kompromisslose Formstabilität.¹



Wir bieten Ihnen ein **vollumfängliches Behandlungsportfolio** zur Behandlung von Herzkrankheiten im Zusammenspiel mit einer **bereichsübergreifenden Zusammenarbeit**.


Wichtiger Hinweis



Die in dieser Produktunterlage enthaltenen Angaben wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann die B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG keine Gewährleistung oder Garantie im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten oder in Bezug genommenen Informationen geben.

Vor der Verwendung des Medizinproduktes / Arzneimittels sind in jedem Fall die Angaben in der jeweils gültigen Gebrauchsinformation oder Fachinformation zu beachten.

Ansprechpartner*in



Manuel Rehermann
Junior Marketing Manager

Telefon: +49 171 977 1016

E-Mail: manuel.rehermann@bbraun.com



Literaturverzeichnis

Literatur / Quellen

1. Compliance Chart SeQuent Neo NC 8910555 V01 05/03/2019
2. Information on deflation time provided by Natec on 01 Oct. 2021
3. Balloon profile of SeQuent Neo NC provided by Natec on 06 April 2020
4. Technical drawing: P02_042_SEQUENT_NEO_NC



Datenschutz ist uns wichtig!

Vertrauen

Wir setzen auf eine vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen und achten besonders auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.



Zweck der Verarbeitung

Ihre Daten werden ausschließlich zur Dokumentation des Schulungsnachweises und der Zertifikatserstellung genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Ihre Rechte

Sie können die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit widerrufen und haben als Betroffener ein Recht auf Auskunft, welche Daten wir von Ihnen erhoben haben.



Ihr Ansprechpartner

Wenden Sie sich bitte unter der Angabe [Ihrer Adresse per E-Mail an **datenschutz-mv@bbraun.com**](mailto:datenschutz-mv@bbraun.com). Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.bbraun.de/dsgvo.

Impressum

Anschrift

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Carl-Braun-Straße 1
D-34212 Melsungen

Disclaimer

Alle Urheberrechte an den Daten und Dokumentationen bleiben ausdrücklich der B. Braun Melsungen AG vorbehalten. Die Inhalte stehen den Nutzern nur zur Einsicht zur Verfügung. Die – auch auszugsweise – Vervielfältigung von Dokumentationen ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.

Stand

04-2023 / Dokumenten-Nr.: MCO-WM-003356, Version 2.0
Zur Abgabe an Kunden