



Das Metha® Kurzschaft Hüftendoprothesensystem eignet sich insbesondere für aktive Patienten mit guter Knochenqualität.



Besondere Merkmale der Metha® Kurzschaftprothese



✓ Knochenerhaltend

Auf Grund des kurzen Implantatdesigns wird bei der Operation nur ein geringer Anteil des natürlichen Knochens entfernt. Somit kann mehr des wertvollsten Materials, nämlich der Knochen, bewahrt bleiben. Die spezielle Beschichtung rund um den Prothesenschaft fördert das Knochenanwachsen innerhalb kürzester Zeit.



✓ Weichteilschonend

Die spezifische Implantatform erlaubt die reduzierte Beeinflussung der Weichteilgegebenheiten, so dass Muskel-, und Sehnenstrukturen nicht durchtrennt oder abgelöst werden müssen sondern erhalten bleiben. Dadurch ist eine schnelle Remobilisierung und eine beschleunigte Rückkehr in den Alltag möglich.



✓ Individualität

Das Implantatsystem ist einem Baukastensystem vergleichend aufgebaut und erlaubt die Anpassung an die individuelle anatomische Ausgangssituation des Patienten. Unterschiedliche Winkelparameter bei gleich bleibendem Prothesengrundkörper tragen zur Rekonstruktion der Beinlänge, der Weichteilspannung und des Bewegungsumfangs bei.

✓ Beweglichkeit

Als die abriebärmste Gleitpaarung steht die Hochleistungskeramik Biolox® delta, die sich als besonders biokompatibel erweist. Unter Einsatz eines großen Kopfdurchmessers von 36 mm erlaubt dies einen hohen Bewegungsumfang nach der Operation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kurzschafft.de