



Die Wettbewerbsübersicht

Nahtmaterial

Nur zum persönlichen Gebrauch

Wettbewerbsübersicht Chirurgisches

Nahtmaterial-Anbieter »	B. Braun	Ethicon (J&J)	Serag-Wiessner
Nahtmaterial-Art ≈			
RESORBIERBAR			
Synth. res. geflochten unbeschichtet			
Synth. res. (kurzfr.) geflochten beschichtet	Novosyn Quick	Vicryl Rapid	Serapid
Synth. res. (mittelfr.) geflochten beschichtet	Novosyn, Safil	Vicryl, Vicryl Plus	Serafit S
Synth. res. (kurzfr.) monofil	Monosyn Quick	Monocryl, Monocryl Plus	
Synth. res. (mittelfr.) monofil	Monosyn	Monocryl	Serafast
Synth. res. (langfr.) monofil	MonoPlus	PDS/PDS II, PDS II Plus	Serasynth
Synth. res. (extra langfr.) monofil	MonoMax		
NICHT RESORBIERBAR			
Polypropylen + Polyethylten monofil	Optilene	(Prolene)	(Serapren)
Polypropylen monofil	Optilene	Prolene	Serapren
Polyvinylidenfluorid monofil	(Optilene)		Seralene
Polybutester monofil			
Polyester geflochten unbeschichtet	Dagrofil	Mersilene	
Polyester geflochten beschichtet	PremiCron	Ethibond, Excel	Sulene, Terylene, Seracor
Polyamid 6 monofil	Dafilon	Ethilon II	Serafil, Seralon
Polyamid 6,6 monofil	(Dafilon)	Ethilon	Nylon
Polyamid 6,6 geflochten			
Polyamid 6/6.6 pseudomonofil	Supramid		Supramid
Seide geflochten beschichtet	Silkam	Perma-H. Seide	Seraflex
Stahldraht	Steelex	Stahldraht	Seranax
KNOTENLOSES NAHTMATERIAL, RESORBIERBAR UND NICHT RESORBIERBAR			
Häkchen Nahtmaterial, knotenlos	Quill	Stratafix	

Alle Namen (soweit keine Materialbezeichnungen) sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller.

Nahtmaterial

Nur zum persönlichen Gebrauch

Resorba	Catgut	Omega	Covidien (Tyco Syneture)	Assut sutures
			Dexon	
PGA Resoquick	Marlin Rapid	Surgicryl Rapid		Assucryl Rapid
PGA Resorba	Marlin	Surgicryl PGA	Dexon II, Polysorb	Assucryl Lactin
	Maricryl		Caprosyn	
Glycolon		Surgicryl Monofast	Biosyn	
Caprolon	PCL Marisorb	Surgicryl Monofilament	Maxon	Assucryl Monoslow
(Mopylen)	(Maprolen)	(Poly- propylen)	(Surgipro)	(Poly- propylene)
Mopylen	Maprolen	Poly- propylen	Surgipro	Poly- propylene
Resopren	Marilon			
			Novafil, Vascufil	
Polyester	Greenfil, Polyester		Surgidac	
Supolene	Polyester S	Polyester	Cardiofil, Ticron	Astralen
Resolon		Daclon	Dermalon	
Nylon	Mariderm		Monosof	Nylon, Polyamid
			Surgilon, Bralon	
Supramid				
Seide „E“	Naturseide S		Sofsilk	Silk
Stahldraht	Stahldraht		Stahldraht	Surgical Steel
			V-Loc	Filbloc

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen | Deutschland
Tel. +49 5661 71-0 | www.bbraun.de

HD.005.06.18/1 Nr. 4008023 Stand: 06/2018