

Challenger® +12

DAS SERVICE KONZEPT FÜR DIE MULTI-FIRE CLIP-APPLIKATOREN Challenger® TI UND TI-P



IHRE VORTEILE

- Justierung der Clip-Führung und der Magazinaufnahme
- Federkraftmessung
- Elektropolitur aller Komponenten
- Funktionsprüfung und Abschlusstest
- Bei Bedarf, Vorab-Austausch von Applikatoren

FAST TRAIL + SAFE TRAIL

FUNKTIONSGARANTIE ZUM FESTPREIS –
SICHERHEIT FÜR PATIENTEN UND BUDGET

Aesculap Technischer Service
ats@aesculap.de
Hotline: + 49 7461 95-1601
www.bbraun.de/ats



Challenger® +12

DAS SERVICE KONZEPT FÜR DIE MULTI-FIRE CLIP-APPLIKATOREN Challenger® TI UND TI-P


Mit dem Challenger Ti / Ti-P haben Sie ein minimal-invasives Präzisionsinstrument erworben. Wir möchten, dass es Ihnen lange und zuverlässig dient.

Wird das Serviceintervall eingehalten, garantieren wir die Funktion für die nächsten 12 Monate.

Um die zuverlässige Funktion sicherzustellen, empfehlen wir eine Überarbeitung der Griffe und Schäfte im 12-Monats-Rhythmus.

Wir bieten diesen Service inklusive Funktionsgarantie zum Pauschalpreis und stellen unseren Kunden die Applikatoren auf Wunsch im Vorab-Austausch zur Verfügung. *)

Das Datum der nächsten Service Fälligkeit finden Sie jeweils auf den Griffen und Schäften an den unten abgebildeten Stellen.



*) Ausgenommen sind Schäden aufgrund von Falschbehandlung, Überbelastung, fehlerhafter Aufbereitung oder Sturz.

AESCULAP® – a B. Braun brand



Aesculap AG | Aesculap Technischer Service | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Hotline +49 7461 95-1601 | ATS@aesculap.de | www.bbraun.de/ats

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Marke „Challenger“ sind eine eingetragene Marken der Aesculap AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Flyer darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.