

Histoacryl® Set

Zur nervenschonenden Netzfixation –
In der offenen Hernienchirurgie




Aesculap Closure Technologies

Histoacryl® Set

Zur nervenschonenden Netzfixation – In der offenen Hernienchirurgie

Einfach, schnell, kosteneffizient



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt
Histoacryl® Set <i>für die offene Hernienchirurgie</i>	1052007	2 Histoacryl® Ampullen
		1 Applikator – offen

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Größe	Porengröße	Flächengewicht
Optilene® Mesh LP <i>Extra leicht & großporig</i>	1064715	7,5 x 15 cm	1 mm	36 g/m ²
	1064725	10 x 15 cm		
Optilene® Mesh <i>Gewichtsreduziert & großporig</i>	1065030	7,5 x 15 cm	1,5 mm	60 g/m ²
	1065040	10 x 15 cm		
Optilene® Mesh Elastic <i>Leicht & großporig</i>	1064930	7,5 x 15 cm	2,4 x 3,6 mm	48 g/m ²
	1064920	10 x 15 cm		