


Aesculap Surgical Instruments

Lame da bisturi e bisturi
monouso Aesculap



Soltanto veramente acuminato equivale a veramente buono



Probabilmente finora avete pensato
che una lama da bisturi fosse
semplicemente una lama da bisturi.

Oggi cambierete idea.

Ci siamo sempre chiesti:
ma esiste una lama
da bisturi migliore,
quella perfetta?

E improvvisamente si è
concretizzata quest'idea:

**dipende
dalla punta!**





Per **3** buone ragioni

- 1.** Per noi, semplicemente, le lame non erano abbastanza acuminate. L'osservazione al microscopio lo dimostra – ci sono grosse differenze e potenziali di miglioramento.
- 2.** Le lame da bisturi più acuminate consentono di lavorare in maniera più precisa e sicura.
- 3.** Le lame da bisturi più acuminate prevengono l'effetto imbuto. E' per questo che le nuove lame da bisturi Aesculap si collocano al vertice!

Pertanto le nuove lame da bisturi Aesculap sono più acuminate di quelle finora disponibili.

Lame da bisturi convenzionali

L'effetto imbuto prima della penetrazione nella cute ostacola l'incisione.



Lame da bisturi Aesculap

Incisione semplice e netta senza effetto imbuto.



Il nostro assortimento di punte

Lame da bisturi

N° 3



N° 4



Tutte le figure a grandezza originale

BB500

Lame da bisturi sterili
confezione da 100 pezzi



Misuratore per fili
confezione da 100 pezzi



▶ Lame da bisturi N° 3



1:1

BB068R



1:1

BB073R



1:1

BB075R



1:1

BB077R

Il nostro assortimento di punte

▶ **Lame da bisturi N° 3**



1:1

BB078R



1:1

BB079R



1:1

BB071R



1:1

BB070R



Lame da bisturi N° 4



1:1

BB084R



1:1

BB085R



1:1

BB080R



1:1

BB088R



1:1

BB089R

Il nostro assortimento di punte

■ Bisturi sterili con copri-bisturi in plastica e para-lama



1:1

BA210

confezione da 10 pezzi



1:1

BA211

confezione da 10 pezzi



1:1

BA212

confezione da 10 pezzi



1:1

BA215

confezione da 10 pezzi



1:1

BA218

confezione da 10 pezzi



1:1

BA219

confezione da 10 pezzi



1:1

BA220

confezione da 10 pezzi



1:1

BA221

confezione da 10 pezzi

Il nostro assortimento di punte

► Bisturi sterili con copri-bisturi in plastica e para-lama



1:1

BA222

confezione da 10 pezzi



1:1

BA223

confezione da 10 pezzi



1:1

BA224

confezione da 10 pezzi



1:1

Copertura trasparente per
protezione integrale
La lama è completamente protetta.



Lame microchirurgiche



Il nostro assortimento di punte

Lame microchirurgiche



BB361R

confezione da 10 pezzi



BB362R

confezione da 10 pezzi



BB363R

confezione da 10 pezzi



BB364R

confezione da 10 pezzi



BB365R

confezione da 10 pezzi



60° C

BB366R

confezione da 10 pezzi



BB367R

confezione da 10 pezzi



BB368R

confezione da 10 pezzi



BB369R

confezione da 1 pezzo

Tutte le figure a grandezza originale



Manici da bisturi per lame microchirurgiche



Manico da bisturi,
rotondo

135 mm, 5 1/2"

4:5

BB046R



Manico da bisturi,
rotondo

155 mm, 6"

4:5

BB048R



Manico da bisturi,
rotondo

180 mm, 7"

4:5

BB052R




Manico da bisturi,
rotondo

200 mm, 8"

4:5

BB054R



Manico da bisturi,
rotondo


330 mm, 12"

4:5

BB060R

Il nostro assortimento di punte

Manici da bisturi per lame microchirurgiche



Manico da bisturi,
a baionetta,
rotondo

250 mm, 10"

4:5

BB057R



Manico da bisturi,
a baionetta,
quadrangolare

210 mm, 8 1/4"

4:5

BB053R



Bisturi microchirurgici monouso

Monouso, confezionati sterili,
con manico leggero, ergonomico.



1:1

BA364

Micro-bisturi con
impugnatura in polimero

confezione da 5 pezzi
165 mm, 6 1/2"



1:1

BA365

Micro-bisturi con
impugnatura in polimero

confezione da 5 pezzi
165 mm, 6 1/2"



1:1

BA367

Micro-bisturi con
impugnatura in polimero

confezione da 5 pezzi
165 mm, 6 1/2"



AESCULAP®

Distribuzione da:

Italia

B. Braun Milano S.p.A.

Via V. da Seregno, 14
20161 Milano

Tel. +39 02 66.218.1

Fax +39 02 66.243.310

www.bbraun.com

Svizzera

B. Braun Medical AG

Seesatz

6203 Sempach Station

Tel +41 462 6412

Fax +41 462 6482

www.bbraun.ch

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz

78532 Tuttlingen

Germania

Phone +49 7461 95-0

Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Modifiche tecniche riservate. Il presente prospetto può essere utilizzato esclusivamente per l'offerta e la compravendita dei nostri prodotti. Sono proibite ristampe, anche parziali. In caso di abuso, ci riserviamo il diritto di adire le vie legali.