


Aesculap® YASARGIL Aneurysm Clip System

Titanium XS Clip Applier – short version

Titan XS Anlegezange – kurze Version



Disassembly

The XS Applier is detachable into 2 parts for thorough cleaning.

A cleaning brush is provided free of charge with every applier.

Zerlegbarkeit

Zur gründlichen Reinigung ist die XS Anlegezange in 2 Teile zerlegbar.

Mit jeder Anlegezange wird eine kleine Reinigungsbürste gratis mitgeliefert.

