

Der bessere Faden zum gleichen Preis

Optilene® – der Nachfolger für Premilene® im Vergleich



	Premilene®	Optilene®
	Nicht resorbierbar, blau, Monofilament	Nicht resorbierbar, intensiv blau, Monofilament
Material	Polypropylen (unbeschichtet)	Polypropylen + Polyethylene (unbeschichtet)
Nadeln	Easyslide Qualität	Easyslide Qualität, sowie Dermalide
Metric	0,2 - 5; 10/0 bis 2	0,2 - 5; 10/0 bis 2
Haupt-Indikationen	Hautverschluss, plastische Chirurgie, Dermatologie, Viszeral- und Gynäkologie-Chirurgie, Herzchirurgie, hochwertige Dentalchirurgie, Gefäßchirurgie, als Standard in vielen weiteren Indikationen	Hautverschluss, plastische Chirurgie, Dermatologie, Viszeral- und Gynäkologie-Chirurgie, Herzchirurgie, hochwertige Dentalchirurgie, Gefäßchirurgie, als Standard in vielen weiteren Indikationen
Reißfestigkeit	13,83N*	15,01N*
Gewebedurchzug	0,0106 KGf*	0,004 KGf*
Längs-Dehnbarkeit	28,00%*	46,66%*
Knotenfestigkeit	10,9N*	12,0N*
Vorzüge	Weich und geschmeidig Dauerhaft beständig Sehr guter Knotensitz	Weiche, geschmeidige Oberfläche Permanent hohe Reißfestigkeit Intensiv blaue Farbgebung und so bessere Sichtbarkeit
Besondere Vorteile	Sehr glatter Faden, sanfter Gewebedurchzug Umfassend einsetzbar Elastisch, d. h. kaum Strickleitereffekte bei Wundschwellungen Geringer Memory-Effekt Komplettes Programm Komplett Easyslide-Nadeln	Glattester Faden im Programm – bester Gewebedurchzug Umfassend einsetzbar, seit Jahren schon in der Herzchirurgie Besonders elastisch, d. h. kaum Strickleitereffekte bei Wundschwellungen Weiter verringerter Memory-Effekt Komplettes Programm Beste Nadelqualitäten, inkl. der neuartigen Dermalide® (mit der Golfball-Technologie)

Trotz besserer Leistung: keine Preiserhöhung beim Wechsel von Premilene® zu Optilene®

* Eigene Messungen, Basis 4/0 Optilene® Faden, B. Braun Melsungen AG

Produktumstellung von Premilene® zu Optilene®

Artikelübersicht

Premilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
C2090003	4/0	2xHRT26	90	36
C2090004	8/0	2xDR8	75	36
C2090005	7/0	2xDRT10	75	36
C2090012	5/0	HR17	75	36
C2090013	4/0	HR17	75	36
C2090014	3/0	HR17	75	36
C2090029	4/0	HR22	75	36
C2090030	3/0	HR22	75	36
C2090034	7/0	DR8	45	36
C2090039	5/0	HR26	75	36
C2090040	4/0	HR26	75	36
C2090041	3/0	HR26	75	36
C2090042	2/0	HR26	75	36
C2090043	0	HR26	75	36
C2090047	2/0	HR30	75	36
C2090049	1	HR30	75	36
C2090051	2/0	HR37	75	36
C2090052	0	HR37	75	36
C2090053	1	HR37	75	36
C2090062	7/0	DR10B	60	36
C2090067	2/0	HRT26	90	36
C2090099	0	HR40	100	36
C2090100	1	HR40	100	36
C2090110	8/0	DR6	45	36
C2090116	8/0	2xDRC10	60	36
C2090119	5/0	DR18	75	36
C2090120	4/0	DR18	75	36
C2090152	0	HR37S	75	36
C2090153	1	HR37S	75	36
C2090172	6/0	2xDRC8	60	36
C2090191	6/0	2xDR13B	75	36
C2090204	6/0	DS9	45	36
C2090205	3/0	DS12	45	36
C2090206	6/0	DS12	45	36
C2090207	5/0	DS12	45	36
C2090208	4/0	DS12	45	36
C2090211	6/0	DS16	45	36
C2090212	5/0	DS16	45	36
C2090213	4/0	DS16	45	36
C2090214	3/0	DS16	45	36
C2090219	5/0	DS19	45	36
C2090220	4/0	DS19	45	36
C2090221	3/0	DS19	45	36
C2090222	2/0	DS19	45	36
C2090233	5/0	DS24	75	36
C2090234	4/0	DS24	75	36
C2090235	3/0	DS24	75	36
C2090236	2/0	DS24	75	36
C2090237	0	DS24	75	36
C2090238	1	DS24	75	36
C2090245	4/0	DS30	75	36
C2090246	3/0	DS30	75	36
C2090247	2/0	DS30	75	36
C2090248	0	DS30	75	36

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt	Bemerkung
C3090811	4/0	2xHRC26	90	388,00 €	36	HRT > HRC
C3090004	8/0	2xDR08	75	799,00 €	36	
C3095697	7/0	2xDRC10	75	764,85 €	36	DRT > DRC
C3090012	5/0	HR17	75	196,80 €	36	
C3090013	4/0	HR17	75	196,80 €	36	
C3090014	3/0	HR17	75	196,80 €	36	
C3090029	4/0	HR22	75	196,80 €	36	
C3090030	3/0	HR22	75	196,80 €	36	
C3090685	7/0	2xDR08	45	799,00 €	36	2 statt 1 Nadel, Preis
C3090039	5/0	HR26	75	196,80 €	36	
C3090040	4/0	HR26	75	196,80 €	36	
C3090041	3/0	HR26	75	196,80 €	36	
C3090042	2/0	HR26	75	196,80 €	36	
C3090043	0	HR26	75	196,80 €	36	
C3090047	2/0	HR30	75	196,80 €	36	
C3090049	1	HR30	75	196,80 €	36	
C3090051	2/0	HR37	75	226,50 €	36	
C3090052	0	HR37	75	226,50 €	36	
C3090053	1	HR37	75	226,50 €	36	
C3090062	7/0	2xDR10b	60	780,00 €	36	2 statt 1 Nadel, Preis
C3095614	2/0	2xHRC26	90	388,00 €	36	HRT > HRC, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3090099	0	HR40	100	285,95 €	36	
C3090100	1	HR40	100	285,95 €	36	
C3090110	8/0	DR06	45	566,10 €	36	
C3090116	8/0	2xDRC10	60	847,75 €	36	
C3090119	5/0	DR18	75	286,50 €	36	
C3090120	4/0	DR18	75	286,50 €	36	
C3090152	0	HR37s	75	292,10 €	36	
C3090153	1	HR37s	75	292,10 €	36	
C3090172	6/0	2xDRC08	60	847,75 €	36	
C3090191	6/0	2xDR13b	75	462,35 €	36	
C3090204	6/0	DS09	45	321,70 €	36	
C3090205	3/0	DS12	45	154,85 €	36	
C3090206	6/0	DS12	45	154,85 €	36	
C3090207	5/0	DS12	45	154,85 €	36	
C3090208	4/0	DS12	45	154,85 €	36	
C3090211	6/0	DS16	45	154,85 €	36	
C3090212	5/0	DS16	45	154,85 €	36	
C3090213	4/0	DS16	45	154,85 €	36	
C3090214	3/0	DS16	45	154,85 €	36	
C3090219	5/0	DS19	45	154,85 €	36	
C3090220	4/0	DS19	45	154,85 €	36	
C3090221	3/0	DS19	45	154,85 €	36	
C3090222	2/0	DS19	45	154,85 €	36	
C3090233	5/0	DS24	75	154,85 €	36	
C3090234	4/0	DS24	75	154,85 €	36	
C3090235	3/0	DS24	75	154,85 €	36	
C3090236	2/0	DS24	75	154,85 €	36	
C3090237	0	DS24	75	154,85 €	36	
C3090238	1	DS24	75	154,85 €	36	
C3090245	4/0	DS30	75	154,85 €	36	
C3090246	3/0	DS30	75	154,85 €	36	
C3090247	2/0	DS30	75	154,85 €	36	
C3090248	0	DS30	75	154,85 €	36	

*Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Premilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
C2090254	3/0	DS39	75	36
C2090255	2/0	DS39	75	36
C2090256	0	DS39	75	36
C2090264	5/0	HS18	45	36
C2090265	3/0	GS60	75	36
C2090266	2/0	GS60	75	36
C2090269	3/0	HS26	75	36
C2090270	2/0	HS26	75	36
C2090271	0	HS26	75	36
C2090276	0	HS30	75	36
C2090287	1	HS40	75	36
C2090306	6/0	DRT12	75	36
C2090307	5/0	DRT12	75	36
C2090308	6/0	DRT15	75	36
C2090312	5/0	HRT17	75	36
C2090313	4/0	HRT17	75	36
C2090314	3/0	HRT17	75	36
C2090319	5/0	DRT18	75	36
C2090320	4/0	DRT18	75	36
C2090321	3/0	DRT18	75	36
C2090325	4/0	HRT22	75	36
C2090326	3/0	HRT22	75	36
C2090327	2/0	HRT22	75	36
C2090341	3/0	HRT26	75	36
C2090342	2/0	HRT26	75	36
C2090343	0	HRT26	75	36
C2090401	7/0	HR10	75	36
C2090402	6/0	HR10	75	36
C2090406	7/0	DSMP11	75	36
C2090407	6/0	DSMP11	75	36
C2090409	5/0	DSMP13	75	36
C2090410	4/0	DSMP13	75	36
C2090420	4/0	DS19	30	36
C2090421	3/0	DS19	30	36
C2090427	4/0	DSMP16	75	36
C2090428	6/0	DSMP16	75	36
C2090429	5/0	DSMP16	75	36
C2090434	4/0	DS24	45	36
C2090435	3/0	DS24	45	36
C2090436	2/0	DS24	45	36
C2090446	3/0	DS30	45	36
C2090447	2/0	DS30	45	36
C2090453	0	HRT37	75	36
C2090461	3/0	HS21	75	36
C2090466	5/0	GR19	45	36
C2090481	3/0	DSMP16	45	36
C2090499	6/0	HR13	75	36
C2090500	5/0	HR13	75	36
C2090501	5/0	2xHR17	75	36
C2090502	3/0	2xHR17	75	36
C2090503	4/0	2xHR17	75	36
C2090511	4/0	HSMP15	45	36
C2090512	5/0	DS16	75	36
C2090513	4/0	DS16	75	36
C2090514	3/0	DS16	75	36
C2090519	5/0	DS19	75	36
C2090520	4/0	DS19	75	36
C2090521	3/0	DS19	75	36
C2090522	5/0	2xDR10	60	36
C2090529	6/0	DR12	75	36
C2090530	5/0	DR12	75	36
C2090531	4/0	DR12	75	36
C2090533	4/0	DRT26	75	36
C2090534	3/0	DRT26	75	36

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt	Bemerkung
C3090254	3/0	DS39	75	154,85 €	36	
C3090255	2/0	DS39	75	154,85 €	36	
C3090256	0	DS39	75	154,85 €	36	
C3090264	5/0	HS18	45	143,55 €	36	
C3090265	3/0	GS60	75	169,85 €	36	
C3090266	2/0	GS60	75	169,85 €	36	
C3090269	3/0	HS26	75	211,85 €	36	
C3090270	2/0	HS26	75	211,85 €	36	
C3090271	0	HS26	75	211,85 €	36	
C3090276	0	HS30	75	211,85 €	36	
C3090287	1	HS40	75	211,85 €	36	
C3095673	6/0	2xDRC13	75	448,90 €	36	DRT > DRC, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3095671	5/0	2xDRC13	75	448,90 €	36	DRT > DRC, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3095673	6/0	2xDRC13	75	448,90 €	36	DRT > DRC, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3090560	5/0	HRC17	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3095638	4/0	2xHRC17	90	388,00 €	36	HRT > HRC, längerer Faden, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3090579	3/0	HRC17	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3095164	5/0	DRC18	75	276,10 €	36	DRT > DRC
C3095165	4/0	DRC18	75	276,10 €	36	DRT > DRC
C3095166	3/0	DRC18	75	276,10 €	36	DRT > DRC
C3090565	4/0	HRC22	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3090566	3/0	HRC22	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3095572	2/0	HRC22	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3095637	3/0	2xHRC26	90	388,00 €	36	HRT > HRC, längerer Faden, Preis
C3090474	2/0	HRC26	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3095796	0	HRC26	75	226,50 €	36	HRT > HRC
C3090401	7/0	HR10	75	445,30 €	36	
C3090402	6/0	HR10	75	445,30 €	36	
C3090406	7/0	DSMP11	75	283,45 €	36	
C3090407	6/0	DSMP11	75	283,45 €	36	
C3090409	5/0	DSMP13	75	276,50 €	36	
C3090410	4/0	DSMP13	75	276,50 €	36	
C3090420	4/0	DS19	30	154,85 €	36	
C3090421	3/0	DS19	30	154,85 €	36	
C3090630	4/0	DSMP16	75	276,50 €	36	
C3090428	6/0	DSMP16	75	276,50 €	36	
C3090629	5/0	DSMP16	75	276,50 €	36	
C3090434	4/0	DS24	45	154,85 €	36	
C3090435	3/0	DS24	45	154,85 €	36	
C3090436	2/0	DS24	45	154,85 €	36	
C3090446	3/0	DS30	45	154,85 €	36	
C3090447	2/0	DS30	45	154,85 €	36	
C3095048	0	HRC37	75	292,90 €	36	HRT > HRC
C3090461	3/0	HS21	75	211,85 €	36	
C3090466	5/0	GR19	45	175,30 €	36	
C3090481	3/0	DSMP16	45	276,50 €	36	
C3090499	6/0	HR13	75	234,10 €	36	
C3090500	5/0	HR13	75	234,10 €	36	
C3090501	5/0	2xHR17	75	327,65 €	36	
C3090502	3/0	2xHR17	75	407,80 €	36	
C3090503	4/0	2xHR17	75	407,80 €	36	
C3090511	4/0	HSMP15	45	275,95 €	36	
C3090512	5/0	DS16	75	154,85 €	36	
C3090513	4/0	DS16	75	154,85 €	36	
C3090514	3/0	DS16	75	154,85 €	36	
C3090519	5/0	DS19	75	154,85 €	36	
C3090520	4/0	DS19	75	154,85 €	36	
C3090521	3/0	DS19	75	154,85 €	36	
C3090522	5/0	2xDR10	60	970,00 €	36	
C3090529	6/0	DR12	75	128,90 €	12	Preis
C3095931	5/0	DR13	75	372,10 €	36	längere Nadel
C3095932	4/0	DR13	75	372,10 €	36	längere Nadel
C3095631	4/0	2xDRC26	75	417,65 €	36	DRT > DRC, 2 statt 1 Nadel, Preis
C3095645	3/0	DRC26	75	357,10 €	36	DRT > DRC

*Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
C2090538	7/0	DRC10	75	36
C2090539	6/0	DRC10	75	36
C2090541	7/0	DR10	75	36
C2090542	6/0	DR10	75	36
C2090543	6/0	2xDRC10	60	36
C2090544	7/0	2xDRC10	60	36
C2090545	7/0	2xDRC10	75	36
C2090546	6/0	2xDRC10	75	36
C2090547	5/0	2xDR13B	75	36
C2090550	6/0	DRC12	75	36
C2090551	5/0	DRC12	75	36
C2090555	6/0	2xDRC12	75	36
C2090556	5/0	2xDRC12	75	36
C2090557	4/0	2xDRC12	75	36
C2090570	5/0	2xHRC17	90	36
C2090571	4/0	2xHRC17	90	36
C2090580	4/0	2xHRC22	90	36
C2090581	3/0	2xHRC22	90	36
C2090603	7/0	HR6	30	36
C2090604	6/0	HR6	30	36
C2090606	7/0	DSMP11	45	36
C2090607	6/0	DSMP11	45	36
C2090608	5/0	DSMP11	45	36
C2090612	7/0	DSMP7	45	36
C2090617	7/0	DSMP13	45	36
C2090618	6/0	DSMP13	45	36
C2090619	5/0	DSMP13	45	36
C2090620	4/0	DSMP13	45	36
C2090628	6/0	DSMP16	45	36
C2090629	5/0	DSMP16	45	36
C2090630	4/0	DSMP16	45	36
C2090655	4/0	DSMP24	45	36
C2090656	3/0	DSMP24	45	36
C2090657	2/0	DSMP24	45	36
C2090667	0	DSMP30	45	36
C2090672	5/0	DSMP19	75	36
C2090673	4/0	DSMP19	75	36
C2090674	3/0	DSMP19	75	36
C2090675	5/0	DSMP19	45	36
C2090676	4/0	DSMP19	45	36
C2090677	3/0	DSMP19	45	36
C2090678	2/0	DSMP19	45	36
C2090680	4/0	DSMP24	75	36
C2090681	3/0	DSMP24	75	36
C2090682	2/0	DSMP24	75	36
C2090684	5/0	2XDR8	45	36
C2090685	7/0	2xDR8	45	36
C2090686	6/0	2xDR8	45	36
C2090690	3/0	DSMP30	75	36
C2090692	0	DSMP30	75	36
C2090703	8/0	2xDR8	45	36
C2090707	4/0	2xHR26	75	36
C2090708	3/0	2xHR26	75	36
C2090709	3/0	2xHR26	120	36
C2090714	7/0	2xDR10	60	36
C2090715	6/0	2xDR10	60	36
C2090719	5/0	2xDR18	75	36
C2090720	4/0	2xDR18	75	36
C2090723	3/0	2xDR22	75	36
C2090738	2/0	2xHRT26	120	36
C2090744	5/0	2xDRT18	75	36
C2090745	4/0	2xDRT18	75	36
C2090750	4/0	2xHR13	90	36
C2090763	6/0	2xDRT12	75	36

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt	Bemerkung
C3090538	7/0	DRC10	75	699,20 €	36	
C3090539	6/0	DRC10	75	699,20 €	36	
C3090541	7/0	DR10	75	632,10 €	36	
C3090542	6/0	DR10	75	632,10 €	36	
C3090543	6/0	2xDRC10	60	847,75 €	36	
C3090544	7/0	2xDRC10	60	847,75 €	36	
C3090545	7/0	2xDRC10	75	847,75 €	36	
C3090546	6/0	2xDRC10	75	847,75 €	36	
C3090547	5/0	2xDR13b	75	462,35 €	36	
C3095144	6/0	DRC13	75	357,10 €	36	
C3095145	5/0	DRC13	75	357,10 €	36	
C3095175	6/0	2xDRC13	75	578,10 €	36	Preis
C3095141	5/0	2xDRC13	75	578,10 €	36	Preis
C3096165	4/0	2xDRC13	75	578,10 €	36	längere Nadel, Preis
C3090570	5/0	2xHRC17	90	388,00 €	36	
C3090571	4/0	2xHRC17	90	388,00 €	36	
C3090580	4/0	2xHRC22	90	388,00 €	36	
C3090581	3/0	2xHRC22	90	388,00 €	36	
C3090603	7/0	HR06	30	558,80 €	36	
C3090604	6/0	HR06	30	558,80 €	36	
C3090606	7/0	DSMP11	45	283,45 €	36	
G3090607	6/0	DGMP11	45	101,25 €	12	
C3090608	5/0	DSMP11	45	283,45 €	36	
C3090612	7/0	DSMP07	45	319,20 €	36	
C3090617	7/0	DSMP13	45	276,50 €	36	
C3090618	6/0	DSMP13	45	276,50 €	36	
C3090619	5/0	DSMP13	45	276,50 €	36	
C3090620	4/0	DSMP13	45	276,50 €	36	
C3090628	6/0	DSMP16	45	276,50 €	36	
C3090629	5/0	DSMP16	45	276,50 €	36	
C3090630	4/0	DSMP16	45	276,50 €	36	
C3090655	4/0	DSMP24	45	276,50 €	36	
C3090656	3/0	DSMP24	45	276,50 €	36	
C3090657	2/0	DSMP24	45	276,50 €	36	
C3090667	0	DSMP30	45	271,65 €	36	
C3090672	5/0	DSMP19	75	276,50 €	36	
C3090673	4/0	DSMP19	75	276,50 €	36	
C3090674	3/0	DSMP19	75	276,50 €	36	
C3090675	5/0	DSMP19	45	276,50 €	36	
C3090676	4/0	DSMP19	45	276,50 €	36	
C3090677	3/0	DSMP19	45	276,50 €	36	
C3090678	2/0	DSMP19	45	276,50 €	36	
C3090680	4/0	DSMP24	75	276,50 €	36	
C3090681	3/0	DSMP24	75	276,50 €	36	
C3090682	2/0	DSMP24	75	276,50 €	36	
C3090684	5/0	2xDR08	45	799,00 €	36	
C3090685	7/0	2xDR08	45	799,00 €	36	
C3090686	6/0	2xDR08	45	799,00 €	36	
C3090690	3/0	DSMP30	75	271,65 €	36	
C3090692	0	DSMP30	75	271,65 €	36	
C3090703	8/0	2xDR08	45	799,00 €	36	
C3090707	4/0	2xHR26	75	327,65 €	36	
C3090708	3/0	2xHR26	75	327,65 €	36	
C3090709	3/0	2xHR26	120	345,55 €	36	
C3090714	7/0	2xDR10	60	970,00 €	36	
C3090715	6/0	2xDR10	60	970,00 €	36	
C3090719	5/0	2xDR18	75	375,85 €	36	
C3090720	4/0	2xDR18	75	375,85 €	36	
C3090723	3/0	2xDR22	75	375,85 €	36	
C3095614	2/0	2xHRC26	90	388,00 €	36	HRT > HRC, kürzerer Faden
C3095194	5/0	2xDRC18	75	417,65 €	36	DRT > DRC
C3095195	4/0	2xDRC18	75	417,65 €	36	DRT > DRC
C3090750	4/0	2xHR13	90	442,55 €	36	
C3095673</						

* Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Premilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
C2090764	5/0	2xDRT12	75	36
C2090766	5/0	2xDRT15	75	36
C2090803	7/0	2xHR6	45	36
C2090827	4/0	2xHRT17	75	36
C2090829	6/0	2xDS12	60	36
C2090833	5/0	2xHRT13	75	36
C2090849	3/0	2xDRT26	75	36
C2090865	6/0	2xHR8	60	36
C2090867	7/0	2xHR10	75	36
C2090868	6/0	2xHR10	75	36
C2090869	5/0	2xHR10	75	36
C2090880	8/0	2xDR6	45	36
C2090885	7/0	2xDR8	75	36
C2090886	6/0	2xDR8	75	36
C2090898	6/0	2XHR17	90	36
C2090901	5/0	2xHR17	90	36
C2090902	4/0	2xHR17	90	36
C2090906	5/0	2xHR26	75	36
C2090907	4/0	2xHR26	90	36
C2090908	3/0	2xHR26	90	36
C2090909	2/0	2xHR26	90	36
C2090914	7/0	2xDR10	75	36
C2090915	6/0	2xDR10	75	36
C2090916	6/0	2xDR12	75	36
C2090917	5/0	2xDR12	75	36
C2090918	4/0	2xDR12	75	36
C2090919	5/0	2xDR18	90	36
C2090920	4/0	2xDR18	90	36
C2090924	5/0	2xDR12	90	36
C2090925	5/0	2xHRT17	90	36
C2090926	4/0	2xHRT17	90	36
C2090927	3/0	2xHRT17	90	36
C2090936	3/0	2xHRT22	90	36
C2090937	3/0	2xHRT26	90	36
C2090938	2/0	2xHRT26	90	36
C2090945	4/0	2xDRT18	90	36
C2090946	3/0	2xDRT18	90	36
C2090949	3/0	2xDRT26	90	36
C2090953	6/0	2xHR13	75	36
C2090954	5/0	2xHR13	75	36
C2090976	4/0	2xHR22	90	36
C2090977	3/0	2xHR22	90	36
C2095025	8/0	2xDRC8	60	36
C2095046	7/0	2xDRC8	60	36
C2095057	3/0	DR18	75	36
C2095120	6/0	2xHR13F	45	36
C2095123	6/0	2xHR13F	75	36
C2095124	5/0	2xHR13F	75	36
C2095145	5/0	DRC13	75	36
C2095209	8/0	2xDRC6	45	36
C2095219	7/0	2xDRC6	45	36
C2095242	5/0	2xDR18b	90	36
C2095246	8/0	2xDRC6	60	36
C2095251	7/0	2xDRC6	60	36
C2095329	0	HS48	75	36
C2095330	1	HS48	75	36
C2095400	6/0	DS19	45	36
C2095442	2/0	HR26S	75	36
C2095443	0	HR26S	75	36
C2095448	6/0	2xHR13B	75	36
C2095449	5/0	2xHR13B	75	36
C2095452	1	HR26	75	36
C2095460	5/0	2xHR17B	75	36
C2095461	4/0	2xHR17B	75	36

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt
C3095671	5/0	2xDRC13	75	448,90 €	36
C3095671	5/0	2xDRC13	75	448,90 €	36
C3090803	7/0	2xHR6	45	785,20 €	36
C3095638	4/0	2xHRC17	90	388,00 €	36
C3090829	6/0	2xDS12	60	286,85 €	36
C3090303	5/0	2xHRC13	75	503,35 €	36
C3095634	3/0	2xDRC26	75	417,65 €	36
C3090865	6/0	2xHR8	60	785,20 €	36
C3090867	7/0	2xHR10	75	829,00 €	36
C3090868	6/0	2xHR10	75	829,00 €	36
C3090869	5/0	2xHR10	75	829,00 €	36
C3090880	8/0	2xDR06	45	799,00 €	36
C3090885	7/0	2xDR08	75	799,00 €	36
C3090886	6/0	2xDR08	75	799,00 €	36
C3090898	6/0	2XHR17	90	327,65 €	36
C3090901	5/0	2xHR17	90	327,65 €	36
C3090902	4/0	2xHR17	90	327,65 €	36
C3090906	5/0	2xHR26	75	327,65 €	36
C3090907	4/0	2xHR26	90	327,65 €	36
C3090908	3/0	2xHR26	90	327,65 €	36
C3090909	2/0	2xHR26	90	327,65 €	36
C3090914	7/0	2xDR10	75	776,65 €	36
C3090915	6/0	2xDR10	75	776,65 €	36
C3095906	6/0	2xDR13	75	487,45 €	36
C3095907	5/0	2xDR13	75	487,45 €	36
C3095908	4/0	2xDR13	75	487,45 €	36
C3090919	5/0	2xDR18	90	375,85 €	36
C3090920	4/0	2xDR18	90	375,85 €	36
C3095661	5/0	2xDR13	90	487,45 €	36
C3090570	5/0	2xHRC17	90	388,00 €	36
C3095638	4/0	2xHRC17	90	388,00 €	36
C3090800	3/0	2xHRC17	90	388,00 €	36
C3090581	3/0	2xHRC22	90	388,00 €	36
C3095637	3/0	2xHRC26	90	388,00 €	36
C3095614	2/0	2xHRC26	90	388,00 €	36
C3090526	4/0	2xDRC18	90	417,65 €	36
C3090527	3/0	2xDRC18	90	417,65 €	36
C3095633	3/0	2xDRC26	90	417,65 €	36
C3090953	6/0	2xHR13	75	436,15 €	36
C3090954	5/0	2xHR13	75	436,15 €	36
C3090976	4/0	2xHR22	90	327,65 €	36
C3090977	3/0	2xHR22	90	327,65 €	36
C3095025	8/0	2xDRC08	60	847,75 €	36
C3095046	7/0	2xDRC08	60	847,75 €	36
C3095057	3/0	DR18	75	286,50 €	36
C3095120	6/0	2xHR13F	45	448,90 €	36
C3095123	6/0	2xHR13F	75	448,90 €	36
C3095124	5/0	2xHR13F	75	448,90 €	36
C3095145	5/0	DRC13	75	357,10 €	36
C3095209	8/0	2xDRC06	45	847,75 €	36
C3095219	7/0	2xDRC06	45	847,75 €	36
C3095242	5/0	2xDR18b	90	375,85 €	36
C3095246	8/0	2xDRC06	60	847,75 €	36
C3095251	7/0	2xDRC06	60	847,75 €	36
C3095329	0	HS48	75	211,85 €	36
C3090304	1	HS48	100	211,85 €	36
C3095400	6/0	DS19	45	154,85 €	36
C3095442	2/0	HR26s	75	292,10 €	36
C3095443	0	HR26s	75	292,10 €	36
C3095448	6/0	2xHR13B	75	436,15 €	36
C3095449	5/0	2xHR13b	75	436,15 €	36
C3095452	1	HR26s	75	234,10 €	36
C3095460	5/0	2xHR17B	75	327,65 €	36
C3095461	4/0	2xHR17B	75	327,65 €	36

*Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Premilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
C2095462	8/0	2xDRC10B	60	36
C2095488	1	DS39	90	36
C2095492	5/0	2xHR17B	90	36
C2095493	4/0	2xHR17B	90	36
C2095494	3/0	2xHR17B	90	36
C2095498	6/0	HR10	60	36
C2095503	4/0	2xHR20B	75	36
C2095507	4/0	2xHR22B	75	36
C2095508	3/0	2xHR22B	75	36
C2095512	4/0	2xHR22B	90	36
C2095513	3/0	2xHR22B	90	36
C2095522	2/0	DS19	75	36
C2095526	4/0	2xHR20B	90	36
C2095543	6/0	DS12	75	36
C2095545	3/0	2xHR26B	120	36
C2095546	2/0	2xHR26B	120	36
C2095557	4/0	2xHR26B	90	36
C2095558	3/0	2xHR26B	90	36
C2095580	5/0	2xHRC17B	90	36
C2095581	4/0	2xHRC17B	90	36
C2095592	4/0	2xHRC22B	90	36
C2095593	3/0	2xHRC22B	90	36
C2095607	4/0	2xHRC26B	90	36
C2095608	3/0	2xHRC26B	90	36
C2095613	6/0	DSMP7	45	36
C2095654	5/0	DSMP24	45	36
C2095721	4/0	2xHR26B	75	36
C2095723	2/0	2xHR26B	75	36
C2095764	7/0	2xDR10fB	60	36
C2095768	7/0	2xDRC8B	75	36
C2095805	8/0	2xDR8B	45	36
C2095816	6/0	2xDR10B	60	36
C2095921	3/0	2XDR18	90	36
C2095926	6/0	DR13B	2x60	36
G0090589	10/0	2xDLM5	30	12
G0090590	10/0	DLM6	15	12
G0090591	10/0	2xDLM6	15	12
G0090593	10/0	DLM6S	15	12
G0090594	9/0	DLM6S	15	12
G0090595	8/0	DLM6S	15	12
G0090596	10/0	2xDLM6S	30	12
G0090638	8/0	2xDLM6	15	12
G0090775	10/0	2xHLM6	30	12
G0090777	10/0	SLm6	8	12
G0090778	9/0	SLm6	8	12
G0090783	9/0	DRM6	15	12
G0090846	9/0	2xDLM6S	15	12
G0095068	10/0	GLM16	23	12
G0095480	10/0	2xGLM16	23	12
G0095548	10/0	2xDLM6	15	12
G0095677	10/0	PRCM5	60	12
G0095705	9/0	GLM16	23	12
G2090012	5/0	HR17	75	12
G2090013	4/0	HR17	75	12
G2090025	8/0	DRM8	45	12
G2090030	3/0	HR22	75	12
G2090041	3/0	HR26	75	12
G2090042	2/0	HR26	75	12
G2090043	0	HR26	75	12
G2090053	1	HR37	75	12
G2090099	0	HR40	100	12
G2090205	3/0	DS12	45	12
G2090206	6/0	DS12	45	12
G2090207	5/0	DS12	45	12

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt
C3095462	8/0	2xDRC10b	60	847,75 €	36
C3095488	1	DS39	90	148,45 €	36
C3095492	5/0	2xHR17B	90	327,65 €	36
C3095493	4/0	2xHR17B	90	327,65 €	36
C3095494	3/0	2xHR17B	90	327,65 €	36
C3090402	6/0	HR10	75	445,30 €	36
C3095503	4/0	2xHR20B	75	327,65 €	36
C3095512	4/0	2xHR22B	90	327,65 €	36
C3095508	3/0	2xHR22B	75	327,65 €	36
C3095512	4/0	2xHR22B	90	327,65 €	36
C3095513	3/0	2xHR22B	90	327,65 €	36
C3095522	2/0	DS19	75	154,85 €	36
C3095526	4/0	2xHR20B	90	327,65 €	36
C3095543	6/0	DS12	75	154,85 €	36
C3095558	3/0	2xHR26B	90	345,55 €	36
C3095723	2/0	2xHR26B	75	345,55 €	36
C3095557	4/0	2xHR26B	90	363,20 €	36
C3095558	3/0	2xHR26B	90	363,20 €	36
C3095580	5/0	2xHRC17B	90	448,90 €	36
C3095581	4/0	2xHRC17B	90	448,90 €	36
C3095592	4/0	2xHRC22B	90	448,90 €	36
C3095593	3/0	2xHRC22B	90	448,90 €	36
C3095607	4/0	2xHRC26B	90	448,90 €	36
C3095608	3/0	2xHRC26B	90	448,90 €	36
C3095613	6/0	DSMP07	45	319,20 €	36
C3095654	5/0	DSMP24	45	276,50 €	36
C3095721	4/0	2xHR26B	75	363,20 €	36
C3095723	2/0	2xHR26B	75	363,20 €	36
C3095764	7/0	2xDR10fb	60	776,65 €	36
C3095768	7/0	2xDRC08b	75	847,75 €	36
C3095805	8/0	2xDR08b	45	799,00 €	36
C3095816	6/0	2xDR10b	60	780,00 €	36
C3095921	3/0	2xDR18	90	375,85 €	36
C3095926	6/0	2xDR13b	60	453,55 €	36
G3090589	10/0	2xDLm05	30	394,80 €	12
G3090590	10/0	DLm06	15	333,60 €	12
G3090593	10/0	2xDLm06	15	394,80 €	12
G3090593	10/0	DLm06s	15	394,80 €	12
G3090594	9/0	DLm06s	15	281,75 €	12
G3090595	8/0	DLm06s	15	281,75 €	12
G3090596	10/0	2xDLm06s	30	394,80 €	12
G3090638	8/0	2xDLm06	15	394,80 €	12
G3090775	10/0	2xHLm06	30	384,75 €	12
G3090777	10/0	SLm06	8	319,20 €	12
G3090778	9/0	SLm06	8	319,20 €	12
G3090783	9/0	DRm06	15	647,85 €	12
G3090846	9/0	2xDLm06s	15	394,80 €	12
G3095480	10/0	2xGLm16	23	561,80 €	12
G3095480	10/0	2xGLm16	23	561,80 €	12
G3095548	10/0	2xDLm06	15	561,80 €	12
G3095677	10/0	PRCM5	60	401,30 €	12
G3095481	9/0	GLm16	23	561,80 €	12
C3090012	5/0	HR17	75	196,80 €	36
C3090013	4/0	HR17	75	196,80 €	36
G3090025	8/0	DRm08	45	189,00 €	12
G3090030	3/0	HR22	75	80,20 €	12
G3090041	3/0	HR26	75	80,20 €	12
G3090042	2/0	HR26	75	80,20 €	12
G3090043	0	HR26	75	80,20 €	12
G3090053	1	HR37	75	105,95 €	12
G3090099	0	HR40	100	104,30 €	12
G3090205	3/0	DS12	45	57,30 €	12
G3090206	6/0	DS12	45	55,65 €	12
G3090207	5/0	DS12	45	55,65 €	12

*Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Premilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	Inhalt
G2090211	6/0	DS16	45	12
G2090212	5/0	DS16	45	12
G2090213	4/0	DS16	45	12
G2090219	5/0	DS19	45	12
G2090220	4/0	DS19	45	12
G2090221	3/0	DS19	45	12
G2090234	4/0	DS24	75	12
G2090235	3/0	DS24	75	12
G2090236	2/0	DS24	75	12
G2090247	2/0	DS30	75	12
G2090248	0	DS30	75	12
G2090256	0	DS39	75	12
G2090266	2/0	GS60	75	12
G2090313	4/0	HRT17	75	12
G2090401	7/0	HR10	75	12
G2090434	4/0	DS24	45	12
G2090435	3/0	DS24	45	12
G2090436	2/0	DS24	45	12
G2090466	5/0	GR19	45	12
G2090500	5/0	HR13	75	12
G2090519	5/0	DS19	75	12
G2090520	4/0	DS19	75	12
G2090521	3/0	DS19	75	12
G2090529	6/0	DR12	75	12
G2090530	5/0	DR12	75	12
G2090606	7/0	DSMP11	45	12
G2090607	6/0	DSMP11	45	12
G2090608	5/0	DSMP11	45	12
G2090617	7/0	DSMP13	45	12
G2090618	6/0	DSMP13	45	12
G2090619	5/0	DSMP13	45	12
G2090620	4/0	DSMP13	45	12
G2090628	6/0	DSMP16	45	12
G2090629	5/0	DSMP16	45	12
G2090630	4/0	DSMP16	45	12
G2090656	3/0	DSMP24	45	12
G2090668	6/0	2xPRCM10B	75	12
G2090669	7/0	2xPRCM10B	75	12
G2090670	6/0	2xPRM10B	75	12
G2090671	7/0	2xPRM10B	75	12
G2090675	5/0	DSMP19	45	12
G2090676	4/0	DSMP19	45	12
G2090677	3/0	DSMP19	45	12
G2090693	6/0	2xDRCM10B	75	12
G2090694	7/0	2xDRCM10B	75	12
G2090698	8/0	2xPRCM6	60	12
G2090702	8/0	2xDRCM6	60	12
G2090740	7/0	HRM6	30	12
G2090741	6/0	HRM6	30	12
G2090742	7/0	2XHRM6	45	12
G2090743	6/0	2XHRM6	45	12
G2090758	8/0	2xDRM8	60	12
G2090768	6/0	DRCM10B	75	12
G2090780	8/0	2xDRM6	45	12
G2090784	7/0	DRM10B	75	12
G2090785	6/0	DRM10B	75	12
G2090786	7/0	2xDRM10B	75	12
G2090787	6/0	2xDRM10B	75	12
G2090915	6/0	2XDR10	75	12
G2095149	6/0	2xDRM10B	45	12

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt	Bemerkung
G3090211	6/0	DS16	45	57,30 €	12	
G3090212	5/0	DS16	45	57,30 €	12	
G3090213	4/0	DS16	45	57,30 €	12	
G3090219	5/0	DS19	45	57,30 €	12	
G3090220	4/0	DS19	45	57,30 €	12	
G3090221	3/0	DS19	45	57,30 €	12	
G3090234	4/0	DS24	75	57,30 €	12	
G3090235	3/0	DS24	75	55,65 €	12	
G3090236	2/0	DS24	75	57,30 €	12	
G3090247	2/0	DS30	75	57,30 €	12	
G3090248	0	DS30	75	57,30 €	12	
G3090256	0	DS39	75	57,30 €	12	
G3090266	2/0	GS60	75	57,70 €	12	
C3095638	4/0	2xHRC17	90	388,00 €	36	HRT > HRC, längerer Faden, 2 statt 1 Nadel, Preis
G3090401	7/0	HR10	75	153,60 €	12	
G3090434	4/0	DS24	45	57,30 €	12	
G3090435	3/0	DS24	45	57,30 €	12	
G3090436	2/0	DS24	45	57,30 €	12	
G3090466	5/0	GR19	45	64,50 €	12	
G3090500	5/0	HR13	75	80,20 €	12	
G3090519	5/0	DS19	75	57,30 €	12	
G3090520	4/0	DS19	75	57,30 €	12	
G3090521	3/0	DS19	75	57,30 €	12	
G3090529	6/0	DR12	75	128,90 €	12	
C3095931	5/0	DR13	75	276,50 €	36	längere Nadel
G3090606	7/0	DSMP11	45	101,25 €	12	
G3090607	6/0	DSMP11	45	101,25 €	12	
G3090608	5/0	DSMP11	45	101,25 €	12	
G3090617	7/0	DSMP13	45	99,05 €	12	
G3090618	6/0	DSMP13	45	99,05 €	12	
G3090619	5/0	DSMP13	45	99,05 €	12	
G3090620	4/0	DSMP13	45	99,05 €	12	
G3090628	6/0	DSMP16	45	99,05 €	12	
G3090629	5/0	DSMP16	45	99,05 €	12	
G3090630	4/0	DSMP16	45	99,05 €	12	
G3090656	3/0	DSMP24	45	99,05 €	12	
G3090668	6/0	2xPRCM10B	75	346,75 €	12	
G3090669	7/0	2xPRCM10B	75	346,75 €	12	
G3090670	6/0	2xPRM10B	75	272,25 €	12	
G3090671	7/0	2xPRM10B	75	272,25 €	12	
G3090675	5/0	DSMP19	45	99,05 €	12	
G3090676	4/0	DSMP19	45	99,05 €	12	
G3090677	3/0	DSMP19	45	99,05 €	12	
G3090693	6/0	2xDRCm10b	75	366,10 €	12	
G3090694	7/0	2xDRCm10b	75	366,10 €	12	
G3090698	8/0	2xPRCM6	60	340,10 €	12	
G3090702	8/0	2xDRCm06	60	366,10 €	12	
G3090740	7/0	HRm06 ^{200 MIC}	30	273,20 €	12	
C3090604	6/0	HR06	30	445,30 €	36	einfachere Nadel
G3090742	7/0	2xHRm06	45	468,05 €	12	
G3090804	6/0	2xHR06	45	468,05 €	12	HRm6 > HR6
G3090758	8/0	2xDRm08	60	647,85 €	12	
G3090768	6/0	DRCm10b	75	256,55 €	12	
G3090780	8/0	2xDRm06	45	647,85 €	12	
G3090784	7/0	DRm10b	75	185,20 €	12	
G3090785	6/0	DRm10b	75	185,20 €	12	
G3090610	7/0	2xDRm10b	45	366,10 €	12	
G3095149	6/0	2xDRm10b	45	366,10 €	12	kürzerer Faden
C3090915	6/0	2xDR10	75	776,65 €	36	Preis
G3095149	6/0	2xDRm10b	45	366,10 €	12	

*Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Ergänzend

Premilene[®], in blau[illegible]

Optilene®, in blau

REF	USP	Nadel	Länge	AE-Preis*	Inhalt	Bemerkung
C3095588	6/0	DGMP11	45	283,45 €	36	
C3095589	6/0	DGMP13	45	276,50 €	36	
C3095518	5/0	DGMP13	45	276,50 €	36	
C3095910	4/0	DGMP13	45	276,50 €	36	
C3095549	5/0	DGMP16	45	276,50 €	36	
C3095499	4/0	DGMP16	45	276,50 €	36	
C3095717	4/0	DGMP24	45	276,50 €	36	
C3095706	3/0	DGMP24	45	276,50 €	36	
C3095517	4/0	DGMP19	75	276,50 €	36	
C3095983	3/0	DGMP19	75	276,50 €	36	
C3095550	5/0	DGMP19	45	276,50 €	36	
C3095500	4/0	DGMP19	45	276,50 €	36	
C3095591	3/0	DGMP19	45	276,50 €	36	
C3095718	4/0	DGMP24	75	276,50 €	36	
C3095708	3/0	DGMP24	75	276,50 €	36	
G3095588	6/0	DGMP11	45	101,25 €	12	
G3095589	5/0	DGMP13	45	99,05 €	12	
G3095518	5/0	DGMP13	45	99,05 €	12	
G3095910	4/0	DGMP13	45	99,05 €	12	
G3095549	5/0	DGMP16	45	99,05 €	12	
G3095550	5/0	DGMP19	45	99,05 €	12	
G3095500	4/0	DGMP19	45	99,05 €	12	
C3095591	3/0	DGMP19	45	276,50 €	36	
C3095999	3/0	DGMP16	75	276,50 €	36	

* Preise zzgl. MwSt., Stand 01.04.2018
Preise gültig bis zur nächsten Preisliste